



PUSM Medical

Focus on Orthopaedic

普斯曼医疗 | 专 · 注 · 骨 · 科



EXTERNAL FIXATOR

外固定架系列



**Solution
of the most
frequent
fractures**

**为骨折手术
提供最佳解决方案**




About Us

公司简介



- PUSM founded in 2000.
- Factory total area is over 6,000 m² and a floor space of over 3,000m².
- Main products: Medical electric saw/drill; Medical instruments; External fixator etc.
- OEM available.
- We are integrated with research, development and manufacture and sale.
- Main markets include India, Indonesia, Malaysia, Vietnam, South Korea, Pakistan, Egypt, Europe, Spain, Turkey, Russia, Australia, USA, Mexico, Colombia, etc.
- Quality Assurance: National High-tech Enterprise Certificate, Integrity Enterprises, China Famous Brand; CE, ISO13485; 20 Chinese National Patent Licenses etc.
- 沈阳普斯曼医疗器械有限公司成立于2000年。
- 工厂占地面积6000余平方米，建筑面积3000余平方米。
- 主营产品：医疗电动骨钻骨锯系列，医疗器械，外固定支架等系列产品。
- 提供定制服务。
- 我们是集研发，制造和销售为一体的专业化企业。
- 产品热销至70多个国家及地区。
- 荣获国家高新技术企业证书，诚信企业，中国著名品牌的荣誉；荣获CE及ISO13485等证书；荣获20余项国家专利证书。



- Instruments 器械
- Hips 髋关节手术
- Trauma 创伤手术
- Knees 膝关节手术
- Neurotechnology 神经外科手术
- Spine 脊柱手术

Orthopedics
63%
骨科动力

Neurotechnology
and Spine
8%
神经和脊柱产品

Medsurg
29%
手术器械

Enterprise Honor

企业荣誉



CE

ISO

CERTIFICATE OF HONOR

HIGH-TECH ENTERPRISE

CERTIFICATE OF HONOR

Chinese Patent Licenses
专利证书

* PUSM Medical won 13 Chinese National Patent Licenses
普斯曼荣获13项国家专利
* All rights reserved, the right infringement must investigate.
版权所有, 侵权必究

Cooperation and Exchange

合作与交流



Our Mission
我们的使命

Continuously improve quality and services,
satisfy the needs of doctors and patients.
不断改进品质与服务，满足医者与患者的需求。

Our Vision
我们的愿景

We exist to provide quality orthopaedical tools to our community.
提供高品质骨科动力系统是我们存在的意义。

Our Value
我们的价值观

Safety first and foremost; Service to the community;
Respect for the individual; Promotion of positive change;
The pursuit of excellence; Continuous innovation
安全至上；服务为本；尊重他人；积极进取；追求卓越；不断创新

Contents

目 录

01

专用动力系统
Specialized Power Tool

02

PEEK 可透光外固定支架
PEEK Transparent Type External Fixator

04

A型外固定架
A Type External Fixator

09

H型外固定架
H Type External Fixator

18

I型外固定架
I Type External Fixator

22

O型外固定架
O Type External Fixator

29

C型外固定架
C Type External Fixator

35

骨牵引针, 克氏针, 钻头, 弹性髓内针等系列
Bone Screws, K-wire, Drill Bit Elastic Intramedullary Nail etc.

40

医用消毒盒
Medical Sterilization Case

Experts Recommendation | 专家推荐

PUSM 806W External Fixator Screws Implantation Power Tool System 外固定针拧入专用动力



No. 序号	Product Name	品名	Qty 数量
1	Aseptic Battery Transferring	消毒通道	1
2	Battery	电池	2
3	Charger	充电器	1
4	Aluminum Case / Carton Case	铝合金箱 / 简易包装	1



PEEK 可透光外固定支架 PEEK Transparent Type External Fixator



- 环形设计, 固定稳固。
 - 手术时间短, 操作简单。
 - 微创手术, 不影响骨折端血供。
 - 无需二次手术, 门诊即可拆除支架。
 - 可控制的动力化设计, 可以微动, 促进骨折愈合。
 - 骨螺钉采用锥形螺纹设计, 越旋越紧, 固定可靠。
 - 适用于各种畸形矫正。
 - 可于单侧外固定支架桥接。
- Annular design, firm and reliable.
 - Easier operation & Shorter time.
 - Minimally invasive surgery, non-effect to blood supply of bone.
 - Second surgery unnecessary, remove in clinic.
 - Dynamic design better for bone healing.
 - Taper bone screws, taut and firm after insertion.
 - Suitable for all kinds of deformity correction.
 - Can be bridged with a single-sided external fixator.

PEEK 可透光外固定支架 PEEK Transparent Type External Fixator

PUSM-P01

腕关节G型外固定架(X线可透) Wrist Joints External Fixator Type G (Radiolucent)



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节支架	Wrist External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.5x60mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 3.5x80mm	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 3.5mm	1

PUSM-P02

腕关节H型外固定架(X线可透) Wrist Joints External Fixator Type H (Radiolucent)



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节支架	Wrist External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.5x60mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 3.5x80mm	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 5mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 3.5mm	1

PUSM-P03

胫骨支架 (PEEK可透光) 长型、短型 Tibia Fixator(Radiolucent) L/S



配置 Configuration			数量 Qty
胫骨支架	Tibia Fixator	/	1
骨牵引针	Bone Screws	Φ 6.0x150mm	4
通用扳手	Universal Allen Wrench	H3-H5	1
上钉器	T-wrench	Φ 6mm	1

PUSM-P04

踝关节支架 (PEEK可透光) 长型、短型 Ankle Fixator(Radiolucent) L/S



配置 Configuration			数量 Qty
踝关节支架	Ankle Fixator	/	1
骨牵引针	Bone Screws	Φ 6.0x150mm	4
通用扳手	Universal Allen Wrench	H3-H5	1
上钉器	T-wrench	Φ 6mm	1

PUSM-P05

环形组合式支架 (PEEK可透光) Hybird Kit Fixator (Radiolucent)



配置 Configuration			数量 Qty
环形组合式支架	Hybird Kit Fixator	/	1
骨牵引针	Bone Screws	Φ 6.0x150mm	2
克氏针	K-wire	Φ 2x300mm	2
通用扳手	Universal Allen Wrench	H3-H5	1
两用扳手	Combination Spanner	10mm	2
六角扳手	Allen Wrench	H6	1
上钉器	T-wrench	Φ 6mm	1

A Type External Fixator | A 型外固定支架

PUSM-A01 External Fixator Instrument Set-I



序号 No.	产品名称	Product Name	规格 Specification	数量 Qty
1	杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	4
2	针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	8
3	杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/11mm	4
4	针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	12
5	T型夹	T Clamp	Φ 11/5mm	2
6	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x90mm	4
			Φ 5x110mm	4
			Φ 5x130mm	6
			Φ 6x130mm	6
7	松质骨 骨牵引针	Cortical Cortical Pin	Φ 5x150mm (HB)	2
			Φ 6x150mm (HB)	2
8	钻头	Drill Bit	Φ 2.8x200mm	2
			Φ 3.8x200mm	2
			Φ 4.8x200mm	2
9	上钉器	Screwdriver	Φ 4mm	1
			Φ 5mm	1
10	导钻	Drill Sleeve	Φ 4mm	1
			Φ 5mm	1
			Φ 6mm	1
11	开口扳手	Open Wrench	Φ 10mm	2
12	加压器	Pressurizer	/	1
13	碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8x150mm	2
			Φ 8x200mm	2
			Φ 8x250mm	2
			Φ 8x300mm	2
			Φ 11x150mm	2
			Φ 11x200mm	2
			Φ 11x250mm	2
			Φ 11x300mm	2
14	消毒盒	Sterilization Case	/	1



PUSM-A02 External Fixator Instrument Set-II



序号 No.	产品名称	Product Name	规格 Specification	数量 Qty
1	针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	12
2	杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/11mm	9
3	T型夹	T Clamp	Φ 11/5mm	2
4	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x110mm	4
			Φ 5x130mm	6
			Φ 5x150mm	2
			Φ 6x130mm	6
5	松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm(HB)	2
6	钻头	Drill Bit	Φ 3.8x200mm	2
			Φ 4.8x200mm	2
7	上钉器	Screwdriver	Φ 5mm	1
			Φ 6mm	1
8	导钻	Drill Sleeve	Φ 4mm	1
			Φ 5mm	1
			Φ 6mm	1
9	开口扳手	Open Wrench	Φ 10mm	2
10	加压器	Pressurizer	/	1
11	碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x150mm	4
			Φ 11x200mm	4
			Φ 11x250mm	4
			Φ 11x300mm	4
			Φ 11x350mm	4
12	消毒盒	Sterilization Case	/	1

A Type External Fixator | A 型外固定支架

PUSM-A03 External Fixator Instrument Set-III



序号 No.	产品名称	Product Name	规格 Specification	数量 Qty
1	针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/3.5-4mm	8
2	杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	4
3	杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/11mm	4
4	针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	12
5	T型夹	Clamp	Φ 11/5mm	2
6	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x90mm	4
			Φ 5x110mm	4
			Φ 5x130mm	6
			Φ 6x130mm	6
7	松质骨 骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 5x150mm (HB)	2
			Φ 6x150mm (HB)	2
8	钻头	Drill Bit	Φ 2.8x200mm	2
			Φ 3.8x200mm	2
			Φ 4.8x200mm	2
9	上钉器	Screwdriver	Φ 4mm	1
			Φ 5mm	1
10	导钻	Drill Sleeve	Φ 4mm	1
			Φ 5mm	1
			Φ 6mm	1
11	加压器	Pressurizer	/	1
12	开口扳手	Open Wrench	Φ 10mm	2
			Φ 8x150mm	2
			Φ 8x200mm	2
			Φ 8x250mm	2
			Φ 8x300mm	2
			Φ 11x150mm	2
			Φ 11x200mm	2
			Φ 11x250mm	2
			Φ 11x300mm	2
			Φ 11x350mm	2
14	消毒盒	Sterilization Case	/	1

PUSM-A05

半环形外固定架 Half Ring Type External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	6
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	6
半环梯形弓	Semi-Circular Curved Rod	Φ 8mm	2
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8x300mm	1
加压延长杆	Compression / Distraction Rod	Φ 8mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4 x120mm	6

PUSM-A06

髌状突外固定架 Condylar External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8 / 8mm	3
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8 / 4-5mm	6
梯形弯杆	Trapezoidal Curved Rod	Φ 8mm	1
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8x250mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x120mm	6

A Type External Fixator | A 型外固定支架

PUSM-A12

胫骨外固定架 Tibial External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	4
T型夹	T Clamp	Φ 11/5mm	1
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x300mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x150mm	2

PUSM-A13

股骨胫骨外固定架 Tibial & Femur External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/11mm	2
杆杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	4
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x200mm	2
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x150mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5 x130mm	4

PUSM-A14

胫骨外固定架 Tibial External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	2
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x250mm	4
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	4

PUSM-A15

骨盆外固定支架 Pelvic External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/11mm	2
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	4
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/8mm	2
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x200mm	2
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x300mm	1
加压延长杆	Compression Distraction Rod	Φ 8mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x150mm	4

A Type External Fixator | A 型外固定支架

PUSM-A07

胫骨关节外固定架 Tibial Joint External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	3
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	7
半环梯形弓	Semi-circular Curved Rod	Φ 8mm	1
梯形弯杆	Trapezoidal Curved Rod	Φ 8mm	1
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8X300mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4 x120mm	7

PUSM-A08

肱骨外固定架 Humeral External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	2
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	4
T型夹	T Clamp	Φ 8/4mm	1
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8x100mm	1
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8x150mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4 x 120mm	6

PUSM-A09

股骨胫骨外固定架 Femur & Tibial External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	4
T型夹	T Clamp	Φ 11/5mm	1
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x300mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5 x130mm	4
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x150mm	2

PUSM-A10

股骨胫骨外固定架 Femur & Tibial External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/11mm	4
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	1
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x200mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	4

PUSM-A11

股骨胫骨外固定架 Femur & Tibial External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/11mm	2
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 11/5-6mm	4
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x200mm	2
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 11x150mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	4

A Type External Fixator | A 型外固定支架



针杆夹
Pin to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0401	Φ 11/5mm



针杆夹
Pin to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0402	Φ 11/5-6mm
PUSM-A0403	Φ 8/3.5-4mm



杆杆夹
Rod to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0404	Φ 11/11mm
PUSM-A0405	Φ 11/8mm
PUSM-A0406	Φ 8/8mm



针杆夹
Pin to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0407	Φ 8/2.5-3.5mm
PUSM-A0408	Φ 8/4-5mm



针杆夹
Pin to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0409	Φ 11/5-6mm
PUSM-A0410	Φ 8/3-4mm



T型夹
T Clamp

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0411	Φ 11/5mm



T型夹
T Clamp

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0412	Φ 8/-4mm
PUSM-A0413	Φ 11/5mm



杆杆夹
Rod to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0414	Φ 11/11mm



杆杆夹
Rod to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0415	Φ 11/11mm
PUSM-A0416	Φ 8/8mm



针杆夹
Pin to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0417	Φ 8/3-4mm
PUSM-A0418	Φ 11/5-6mm



杆杆夹
Rod to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0419	Φ 11/11mm



半环梯型弓
Semi-circular Curved Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0420	Φ 8mm



弧型弓
Curved Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0421	Φ 8mm



梯型弓
Trapezoidal Curved Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0422	Φ 8mm



加压器
Pressurizer

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0432	—



加压器延长杆
Compression Distraction Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0433	Φ 8mm

加压器延长杆
Compression Distraction Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0434	Φ 8mm

碳纤维杆

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0423	8x150mm
PUSM-A0424	8x150mm
PUSM-A0425	8x250mm

碳纤维杆




型号 No.	规格 Size
PUSM-A0426	8x300mm
PUSM-A0427	11x150mm
PUSM-A0428	11x200mm

碳纤维杆

型号 No.	规格 Size
PUSM-A0429	11x250mm
PUSM-A0430	11x300mm
PUSM-A0431	11x350mm

H Type External Fixator | H 型外固定支架




PUSM- H01 External Fixator Instrument Set-I



序号 No.	产品名称	Product Name	规格 Specification	数量 Qty
1	杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 5/5mm	12
2	针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 5/3-4mm	12
3	4孔固定夹	4-Hole Pin Clamp	Φ 3-4mm	3
4	近关节固定夹	Pin Clamp	Φ 3-4mm	1
5	直柱	Straight Post	/	2
6	30°支柱	30 Degree Angled Post	/	4
7	自攻自钻 骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 3x80mm	4
			Φ 3x100mm	4
			Φ 4x80mm	4
			Φ 4x100mm	4
			Φ 4x120mm	4
8	导钻	Drill Sleeve	Φ 3mm	1
			Φ 4mm	1
9	碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 5x120mm	4
			Φ 5x150mm	4
			Φ 5x180mm	2
			Φ 5x200mm	4
10	T型扳手	T-shaped Clamp Wrench	5 #	1
11	稳定复位扳手	Reduction Wrench	/	1
12	肘关节活动器	Elbow Joint Mobilizer	Φ 5mm	1
13	针拧入连接头	Pin Chuck	Φ 3mm	1
			Φ 4mm	1
14	上钉器	T-shaped Pin Wrench	Φ 3mm	1
15	上钉器	T-shaped Pin Wrench	Φ 4mm	1
16	弓形钻架	Arc Drilling Stand	/	1
17	拇指轮	Adjust Wheel	/	1
18	消毒盒	Sterilization Case	/	1

H Type External Fixator | H 型外固定支架

PUSM-H02 External Fixator Instrument Set-II



序号 No.	产品名称	Product Name	规格 Specification	数量 Qty
1	针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 8/5-6mm	12
2	杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm	12
3	5孔固定夹	5-Hole Pin Clamp	Φ 5-6mm	3
4	30°支柱	30 Degree Angled Post	Φ 8mm	2
5	直柱	Straight Post	Φ 8mm	4
6	自攻自锁 骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x120mm	4
			Φ 5x150mm	8
			Φ 5x180mm	4
7	导钻	Drill Sleeve	/	2
8	碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8x200mm	4
			Φ 8x250mm	4
			Φ 8x300mm	4
9	半环连接杆	Semi Circular Rod	Φ 8x180mm	1
			Φ 8x200mm	1
10	稳定复位扳手	Reduction Wrench	/	1
11	长柄扳手	Wrench with Extension Bar	/	1
12	拇指轮	Adjust Wheel	/	1
13	针拧入连接头	Pin Chuck	/	1
14	弓形钻架	Arc Drilling Stand	/	1
15	T型扳手	T-shaped Clamp Wrench	7 #	1
16	上钉器	T-shaped Pin Wrench	Φ 5mm	1
17	消毒盒	Sterilization Case	/	1

H Type External Fixator | H 型外固定支架



针杆固定夹
Rod-Pin Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0102	Φ 5/3-4mm



杆杆固定夹
Rod-Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0101	Φ 5mm



4孔固定夹
4-Hole Pin Clamp

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0103	Φ 3-4mm



近关节固定夹
Pin Clamp

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0104	Φ 3-4mm



直柱
Straight Post

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0105	Φ 5mm



30° 支柱
30 Degree Angled Post

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0106	Φ 5mm



针杆固定夹小号
Rod-Pin Coupling (small)

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0127	Φ 3/2mm



杆杆固定夹
Rod-Rod Coupling (small)

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0128	Φ 3mm



管杆夹
Tube-Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0129	Φ 15/5mm



稳定复位扳手
Reduction Wrench

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0119	/



扳手
Wrench

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0133	/



弓形钻架
Arc Drilling Stand

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0125	/



T型扳手
T-shaped Wrench

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0118	5#



上钉器
T-shaped Pin Wrench

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0123	Φ 3mm
PUSM-H0124	Φ 4mm



定位器
Drill Sleeve

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0112	Φ 3mm
PUSM-H0113	Φ 4mm



针拧入连接头
Pin Chuck

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0121	Φ 3mm
PUSM-H0122	Φ 4mm



拇指轮
Adjust Wheel

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0126	/



腕关节活动器
Wrist Joint Mobilizer

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0601	Φ 5mm



肘关节活动器
Elbow Joint Mobilizer

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0120	Φ 5mm



加压延长杆
Compression Distraction

型号 No.	规格 Size
PUSM-H1101	Φ 15mm

H Type External Fixator | H 型外固定支架



PUSM-H12

胫骨近端骨折外固定架 Proximal Tibia External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm Rod	4
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 8/5-6mm	3
5孔固定夹	5-Hole Pin Clamp	Φ 5-6mm	1
30°支柱	30 Degree Angled Post	Φ 8mm	2
半环连接杆	Semi Circular Rod	Φ 8x180mm	1
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x250mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x150mm	5



PUSM-H13

股骨干骨折外固定架 Femoral Shaft External Fixator

Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm	2
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 8/5-6mm	4
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8x200mm	1
碳纤维杆	Carbon Fiber Connecting Rod	Φ 8x250mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x150mm	5



PUSM-H14

胫骨骨折外固定架 Tibia & Perone External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm	2
5/6mm Pin	5-hole Pin Clamp	Φ 8/5-6mm	2
30°弯柱	30 Degree Angled Post	Φ 8mm	4
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x200mm	1
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x250mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x150mm	5



PUSM-H15

股骨近端骨折外固定架 Proximal Femur External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm	4
5孔固定夹	5-Hole Pin Clamp	Φ 5/6mm Pin	2
30°支柱	30 Degree Angled Post	Φ 8mm	4
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x300mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x150mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x180mm	2

H Type External Fixator | H 型外固定支架

PUSM-H03

尺桡骨外固定架 Ulna & Radius External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 5mm	4
4孔固定夹	4 to Hole Pin Clamp	Φ 3-4mm	2
30°支柱	Post 30 Degree Post	Φ 5mm	4
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 5x200mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 3x120mm	4

PUSM-H04

前臂外固定架 Forearm External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 5mm	2
4孔固定夹	4 to Hole Pin Clamp	Φ 3-4mm	2
直柱	Post 0 Degree Post	Φ 5mm	2
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 5x200mm	1
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 3 x120mm	4

PUSM-H05

尺桡骨外固定架 Ulna & Radius External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 5mm	1
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 5/3-4mm	2
近关节固定夹	Peri-Articular Pin Clamp	Φ 3-4mm	1
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 5x200mm	1
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 3x120mm	4

PUSM-H06

腕关节型外固定架 Wrist Joint Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节型活动器	Wrist Joint Mobilizer	Φ 5mm	1
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 5/3-4mm	4
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 3x120mm	4

PUSM-H07

肘关节型外固定架 Elbow Joint External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
肘关节活动器	Elbow Joint Mobilizer	Φ 5mm	1
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 5/3-4mm	4
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 4 x 200mm	4

H Type External Fixator | H 型外固定支架

PUSM-H08

手指和手掌外固定架 Finger & Palm External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 3/2mm	2
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 3x80mm	1
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 2x70mm	4

PUSM-H09

股骨胫骨外固定架 Femur & Tibial External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定架	Rod to Rod Coupling	Φ 5mm	2
4孔固定夹	4-Hole Pin Clamp	Φ 3-4mm	2
30°支柱	30 Degree Post	Φ 5mm	2
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 5x200mm	1
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 4x120mm	4

PUSM-H10

肱骨骨干外固定架 Humeral Shaft External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定架	Rod to Rod Coupling	Φ 5mm	4
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 5/3-4mm	2
4孔固定夹	4-Hole Pin Clamp	Φ 3-4mm	1
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 5x250mm	2
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 5x200mm	1
30°支柱	30 Degree Post	Φ 5mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 4x120mm	4

PUSM-H11

肱骨骨干外固定架 Humeral Shaft External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
加压延长管	Compression Distraction Tube	Φ 15mm	1
管杆夹	Tube to Rod Coupling	Φ 15 / 5mm	2
4孔固定夹	4-Hole Pin Clamp	Φ 3-4mm	2
30°支柱	30 Degree Post	Φ 5mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 4x120mm	4

H Type External Fixator | H 型外固定支架



PUSM-H16

盆骨骨折外固定架 Pelvic External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm	6
5孔固定夹	5-Hole Pin Clamp	Φ 5/6mm	2
30°支柱	30 Degree Angled Post	Φ 8mm	2
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x300mm	2
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x200mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x150mm	4



PUSM-H17

踝关节固定外固定架 Ankle Joint External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm	3
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 8/5-6mm	4
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x250mm	2
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x300mm	1
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x150mm	4



PUSM-H19

胫骨骨折外固定架 Ankle Joint External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm Rod	1
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 8/5-6mm	4
踝关节活动器	Ankle Joint	Φ 8mm	1
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x150mm	4
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 3x120mm	1

H Type External Fixator | H 型外固定支架

PUSM-H18

膝关节外固定架 Knee Joint External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8mm	2
针杆固定夹	Rod to Pin Coupling	Φ 8/5-6mm	4
膝关节活动器	Knee Joint	Φ 8mm L/R	1
5孔固定夹	5-Hole Pin Clamp	Φ 5/6mm	1
30°支柱	30 Degree Angled Post	Φ 8mm	1
铝制杆	Aluminum Connecting Rod	Φ 8x150mm	1
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 5x150mm	6

PUSM-H20

股骨外固定架 Femoral External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
管杆夹	Tube to Rod Coupling	Φ 20/8mm	2
压缩牵张管	Compression Distraction Tube	Φ 20mm	1
5孔固定夹	5-Hole Pin Clamp	Φ 5/6mm	2
30°支柱	30 Degree Angled Post	Φ 8mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 6x150mm	4

PUSM-H21

股骨外固定架 Femoral External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
管杆夹	Tube to Rod Coupling	Φ 20/8mm	2
压缩牵张管	Compression Distraction Tube	Φ 20mm	1
5孔固定夹	5-Hole Pin Clamp	Φ 5/6mm	2
30°支柱	30 Degree Angled Post	Φ 8mm	2
自攻自钻骨牵引针	Pin Self-drilling	Φ 6x150mm	4

H Type External Fixator | H 型外固定支架



针杆固定夹
Rod to Pin Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0201	Φ 8/5-6mm



杆杆固定夹
Rod to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0202	Φ 8mm



5孔固定夹
5-Hole Pin Clamp

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0203	Φ 5-6mm



棒杆夹
Tube to Rod Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-H2001	Φ 20-8mm



直柱
Straight Post

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0205	Φ 8mm



30°支柱
30 Degree Angled Post

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0240	Φ 8mm



加长延长杆
Compression Distraction Tube

型号 No.	规格 Size
PUSM-H2002	Φ 20mm



加压延长杆单杆
Compression Distraction Single Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-H2028	Φ 8mm



半环连接杆
Semi Circular Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0233	Φ8x160mm
PUSM-H0213	Φ8x160mm
PUSM-H0214	Φ8x200mm



加压延长双杆
Compression Distraction Double Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-H2029	Φ 8mm



踝关节活动器
Ankle Joint

型号 No.	规格 Size
PUSM-H1903	Φ 8mm



膝关节活动器
Knee Joint L/R

型号 No.	规格 Size
PUSM-H1803	Φ 8mm



扭力扳手
Torque Wrench

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0216	/



稳定复位扳手
Reduction Wrench

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0215	/



弓形钻架
Arc Drilling Stand

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0219	/



T型扳手
T-shaped Clamp Wrench

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0220	7#



上钉器
T-shaped Pin Wrench

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0221	Φ 5mm



针拧入连接头
Pin Chuck

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0218	Φ 5mm
PUSM-H0232	Φ 6mm



定位器
Drill Sleeve

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0209	Φ 5mm
PUSM-H0231	Φ 6mm



拇指轮
Adjust Wheel

型号 No.	规格 Size
PUSM-H0217	/

I Type External Fixator | I 型外固定支架

PUSM-I1201

环状外固定架 Ring Fixator for Tibial & Femur Fracture



配置 Configuration			数量 Qty
半环	Half-rings	/	6
螺纹杆	Threaded Rod	M6x300	3
螺丝	Threaded	M6x20	6
螺母	Nut	M6x20	6
针座	Pin Clamp	/	16

PUSM-I1202

2/3环状外固定支架 2/3 Ring Fixator for Tibial & Femur Fracture



配置 Configuration			数量 Qty
6槽环	Rings with	6 Grooves	3
螺纹杆	Threaded Rod	M6x400	3
针座	Pin Clamp	/	12

PUSM-I1203

全环延长外固定支架 Bone Lengthening Ring Fixator for Tibial & Femur



配置 Configuration			数量 Qty
全环	Rings	/	4
延长套	Inner Threaded Connecting Rod	/	4
螺纹杆	Threaded Rod	M6x180	4
螺纹杆	Threaded Rod	M6x120	4
针座	Pin Clamp	/	16

PUSM-I1204

环状外固定架 Ring Fixator for Tibial & Femur Fracture



配置 Configuration			数量Qty
全环	Rings	/	4
螺纹杆	Threaded Rod	M6x400	4
调节螺母	Adjusting Nut	/	4
针座	Pin Clamp	/	16

PUSM-I1205

扶手环状外固定架 Elbow Joint Fixator



配置 Configuration			数量Qty
全环	Rings	/	4
环形架斜拉杆	Annular Diagonal Tie	/	1
单关节	Single Joint	/	2
螺纹针	Threaded Rod	M6x200	8
针座	Pin Clamp	/	16
2孔连接杆	2-hole Connecting Plate	/	1

I Type External Fixator | I 型外固定支架

PUSM-I1206

马蹄内翻足延长外固定架 Talipes Equinovarus & Bone Lengthening External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
全环	Rings	/	4
U型环	Foot Ring	/	1
L型连接板	L connecting	/	2
半环	Half-ring	/	1
环形架斜拉杆	Annular Diagonal Tie	/	1
延长套	Inner Threaded Post	/	4
单关节	Single Joint	/	2
螺纹杆	Threaded Rod	M6	8
针座	Pin Clamp	/	24

PUSM-I1207

胫骨、股骨环形外固定架 Ring Fixator for Tibia & Femur Fracture



配置 Configuration			数量 Qty
三耳环	Rings with	3 Ear	1
六耳全环	Rings with	6 Ears	1
标准杆	Standard Rod	/	6

PUSM-I1208

膝关节外固定架 Knee Joint External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
全环	Rings	/	4
U型环	Foot Ring	/	1
环形架斜拉杆	Annular Diagonal Tie	/	1
四边柱	Post with	4 Edges	2
单关节	Single Joint	/	2
针座	Pin Clamp	/	16
螺纹杆	Threaded Rod	M6	12

PUSM-I1209

马蹄内翻足外固定架 Talipes Equinovarus & Equinovalgus External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
全环	Rings	/	2
U型环	Foot Ring	/	1
L型连接板	L connecting	/	2
半环	Half Ring	/	1
环形架斜拉杆	Annular Diagonal Tie	/	1
单关节	Single Joint	/	2
螺纹杆	Threaded Rod	M6x200	3
针座	Pin Clamp	/	14

I Type External Fixator | I 型外固定支架




六耳全环
Rings with Six Ears

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1210	L M S



三耳环
Rings with Three Ears

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1213	L M S



全环
Rings

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1239	100mm 120mm
	140mm 160mm
	180mm 200mm
	220mm



2/3 环
2/3 Rings

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1255	100mm 120mm
	140mm 160mm
	180mm 200mm
	220mm



U型足环
U-shaped Foot Ring

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1262	L M S



调节螺母
Adjusting Nut

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1265	/



套管
Annular Tubes

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1266	/



弹簧
Spring

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1267	/



单关节
Single Joint

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1268	/



单关节
Single Joint

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1269	/



万向节
Universal Joint

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1270	/



螺纹立柱
Threaded Column

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1271	1、2、3、4、5、6、7、8孔



螺母立柱
Nut Column

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1279	1、2、3、4、5、6、7、8孔



L型连接板
L-shaped Connecting Plate

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1287	5、6、7、8、9、10、11、12孔



连接板
Connecting Plate

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1295	2、3、4、5、6、7、8孔



十字连接片
Cross Connecting Plate

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1302	2、3、4、5、6、7、8孔

I Type External Fixator | I 型外固定支架



延长套

Inner Threaded Connecting Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1309	80 120



针座

Pin Clamp

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1311	4mm
PUSM-I1312	5-6mm



加厚针座

Pin Clamp Thick

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1313	1.5mm
PUSM-I1314	2.5mm



钻头限位器

Drill Bit Stop Unit

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1315	/



六角螺母
Hex Nut

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1316	M6



六棱立柱

Post with 6 Edges

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1317	/



M6 螺纹杆

M6 Threaded Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-I0601	40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400mm



四棱立柱

Post With Four Edges

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1216	1 2 3 4 5 6



四棱立柱衬套
Bush

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1222	4 5 6mm



环针夹

Pin to Ring Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1225	1.5mm 20mm 30mm



孔针座

Pin to Post Coupling

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1228	4mm 5mm



环杆螺栓

Rod to Ring Bolt

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1230	/



标准杆
Standard Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1231	L M S



标准杆
Packaged Rod

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1234	L M S



环形架斜拉杆
Annular Diagonal Tie

型号 No.	规格 Size
PUSM-I1270	/

O Type External Fixator | O 型外固定支架

PUSM-O0101

指掌骨A型外固定架 Mini Fragment External Fixator Type A



配置 Configuration			数量 Qty
指掌骨支架	Metacarpal Bone Scaffold	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.0x70mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2mm	1
长度	Length	100mm	/

PUSM-O0102

指掌骨B型外固定架 Mini Fragment External Fixator Type B



配置 Configuration			数量 Qty
指掌骨支架	Metacarpal Bone Scaffold	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.0x70mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2mm	1
长度	Length	90mm	/

PUSM-O0103

指掌骨C型外固定架 Mini Fragment External Fixator Type C



配置 Configuration			数量 Qty
指掌骨支架	Metacarpal Bone Scaffold	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.5x50mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2mm	1
长度	Length	74mm	/

PUSM-O0104

指掌骨D型外固定架 Mini Fragment External Fixator Type D



配置 Configuration			数量 Qty
指掌骨支架	Metacarpal Bone Scaffold	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.0x50mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2mm	1
长度	Length	45mm	/

PUSM-O0105

指掌骨E型外固定架 Mini Fragment External Fixator Type E



配置 Configuration			数量 Qty
指掌骨支架	Metacarpal Bone Scaffold	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.0x70mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2mm	1
长度	Length	60mm	/

PUSM-O0106

指掌骨F型外固定架 Mini Fragment External Fixator Type F



配置 Configuration			数量 Qty
指掌骨支架	Metacarpal Bone Scaffold	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.0x70mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2mm	1
长度	Length	70mm	/

O Type External Fixator | O 型外固定支架

PUSM-O0107

指掌骨G型外固定架 Mini Fragment External Fixator Type G



配置 Configuration			数量 Qty
指掌骨支架	Metacarpal Bone Scaffold	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.0x70mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2mm	1
长度	Length	90mm	/

PUSM-O0108

指掌骨H型外固定架 Mini Fragment External Fixator Type H



配置 Configuration			数量 Qty
指掌骨支架	Metacarpal Bone Scaffold	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.0x70mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2mm	1
长度	Length	70mm	/

PUSM-O0201

腕关节A型外固定架 Wrist Joints External Fixator Type A



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节支架	Wrist External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 3.5x80mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 3.5mm	1

PUSM-O0202

腕关节B型外固定架 Wrist Joints External Fixator Type B



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节支架	Wrist External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.5x60mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 3.5x80mm	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2.5/3.5mm	1

O Type External Fixator | O 型外固定支架

PUSM-O0203

腕关节C型外固定架 Wrist Joints External Fixator Type C



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节支架	Wrist External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.5x60mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 3.5x80mm	2
开口扳手	Open Spanner	Φ 10-16mm	1
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 5mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 2.5/3.5mm	1

PUSM-O0204

腕关节D型外固定架 Wrist Joints External Fixator Type D



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节支架	Wrist External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.0x60mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 3.5x80mm	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 3.5mm	1

PUSM-O0205

腕关节E型外固定架 Wrist Joints External Fixator Type E



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节支架	Wrist External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 2.5x60mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 3.5x80mm	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	/
上钉器	Screwdriver	Φ 3.5mm	1

PUSM-O0206

腕关节F型外固定架 Wrist Joints External Fixator Type F



配置 Configuration			数量 Qty
腕关节支架	Wrist External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 3.5x80mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 3.5mm	1
开口扳手	Open Spanner	Φ 10mm	1

O Type External Fixator | O 型外固定支架

PUSM-O0301

普通直型外固定架 Straight Type External Fixator



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
大号 L	直型支架	Straight External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
中号 M	直型支架	Straight External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
小号 S	直型支架	Straight External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x120mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
特小号 XS	直型支架	Straight External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x100mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 4mm	1

PUSM-O0401

普通T型外固定架 T-Shape Type External Fixator



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
大号 L	T型支架	T Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	2
	松质骨骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm HB	2
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
中号 M	T型支架	T Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	2
	松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm HB	2
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
小号 S	T型支架	T Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x120mm	2
	松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 5x130mm HB	2
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 5mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 5mm	1
特小号 XS	T型支架	T Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x120mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 4mm	1

O Type External Fixator | O 型外固定支架

PUSM-O0501

踝关节外固定架 Ankle Joint Fragment External Fixator



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
大号 L	踝关节支架	Ankel Joint External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
中号 M	踝关节支架	Ankel Joint External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-O0601

股骨近端外固定架 Proximal Femoral Fragment External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
股骨近端支架	Proximal Femoral External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	2
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6.0x150mm HB	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-O0701

髋关节牵引外固定架 Hip Joint Traction External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
髋关节牵引支架	Hip Joint Traction External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	2
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6.0x180mm HB	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 5mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-O0801

肘关节外固定架 Elbow Fragment External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
肘关节支架	Elbow Joint External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x110mm	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3/5mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

O Type External Fixator | O 型外固定支架



PUSM-O0901

膝关节外固定架 Knee Joint External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
膝关节支架	Knee Joint External Fixator	/	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 3/6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-O1001

骨盆外固定架A型 Pelvic Fragment External Fixator Type A



配置 Configuration			数量 Qty
骨盆节支架	Pelvis Fixator	/	1
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm HB	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
可选择5mm骨牵引针	Option:5mm Pin	/	1

PUSM-O1002

骨盆外固定架B型 Pelvic Fragment External Fixator Type B



配置 Configuration			数量 Qty
骨盆支架	Pelvis Fixator	/	1
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm HB	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
可选择5mm骨牵引针	Option:5mm Pin	/	1

PUSM-O1003

骨盆外固定架C型 Pelvic Fragment External Fixator Type C



配置 Configuration			数量 Qty
骨盆支架	Pelvis fixator	/	1
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm HB	4
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
可选择5mm骨牵引针	Option:5mm Pin	/	1

O Type External Fixator | O 型外固定支架

PUSM-O1101

骨延长外固定架A型 Bone Lengthening External Fixator Type A



长度 Length	配置 Configuration			数量 Qty
250mm 儿童型 Child Type	骨延长支架	Bone Lengthening Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	6
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
300mm	骨延长支架	Bone Lengthening Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	6
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
350mm	骨延长支架	Bone Lengthening Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	6
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
400mm	骨延长支架	Bone Lengthening Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	6
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-O1105

骨延长外固定架B型 Bone Lengthening External Fixator Type B



长度 Length	配置 Configuration			数量 Qty
250mm	骨延长支架	Bone Lengthening Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	6
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
300mm	骨延长支架	Bone Lengthening Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	6
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-O1107

骨延长外固定架C型 Bone Lengthening External Fixator Type C



配置 Configuration			数量 Qty
骨延长支架	Bone Lengthening Fixator	300mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	4
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm HB	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

C Type External Fixator | C 型外固定支架

PUSM-C0101

普通直型外固定架 Straight Type External Fixator



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
大号 L	直型支架	Straight External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
中号 L	直型支架	Straight External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x120mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
小号 S	直型支架	Straight External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x110mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screw driver	Φ 5mm	1
超小号	直型支架	Straight External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x9mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 4mm	1

PUSM-C0201

普通T型外固定架 T-shaped Type External Fixator



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
大号 L	T型支架	T Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
	松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm	2
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
中号 L	T型支架	T Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x120mm	4
	松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm	2
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
小号 S	T型支架	T Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x110mm	4
	松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 5x120mm	2
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 5mm	1

PUSM-C0301

踝关节外固定架 Ankle Joint External Fixator



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
大号 L	踝关节支架	Ankle Joint External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
中号 L	踝关节支架	Ankle Joint External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 5mm	1

C Type External Fixator | C 型外固定支架

PUSM-C0401

单骨式大号外固定架 Straight Type with Middle Pins External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	6
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-C0501

单骨式中号外固定架 T-shaped Type with Middle Pins External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm HB	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-C0601

三维外固定架 3D Type External Fixator



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
大号 L	三维支架	3D Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10-14mm	1
中号 M	三维支架	3D Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x120mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10-14mm	1
小号 S	三维支架	3D Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x110mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 5mm	1
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10-14mm	1
超小号 XS	三维支架	3D Type External Fixator	/	1
	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x90mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10mm	1

PUSM-C0701

三段直线型外固定架 T-hreesection Straight Type External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	6
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

C Type External Fixator | C 型外固定支架

PUSM-C0801

三段T型外固定架 Three-section T-shaped Type External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x150mm HB	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-C0901

关节型外固定架 Joint Type External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	2
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x180mm HB	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-C1001

斜型外固定架 Oblique Type External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x150mm	2
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 6x180mm HB	2
内六角扳手	Hex Wrench	Φ 6mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1

PUSM-C1101

动态外固定架 Dynamic External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x250mm	2
松质骨骨牵引针	Cancellous Cortical Pin	Φ 5x250mm HB	3
开口扳手	Open Spanner	Φ 10mm	1
上钉器	Screwdriver	Φ 4-5mm	1

PUSM-C1201

不锈钢万向型外固定架 Stainless Steel Universal



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
L 大号	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4/5mm	1
	开口扳手	Open Spanner	Φ 12-16mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
M 中号	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x120mm	4
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4/5mm	1
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10-14mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 5mm	1
S 小号	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x110mm	1
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4/5mm	4
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10-14mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 5mm	1

C Type External Fixator | C 型外固定支架

PUSM-C1301

不锈钢直型外固定架 Stainless Steel Straight Type



型号 Type	配置 Configuration			数量 Qty
L 大号	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 6x130mm	4
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10-16mm	1
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 6mm	1
M 中号	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x120mm	4
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10-14mm	1
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 5mm	1
S 小号	骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x110mm	4
	开口扳手	Open Spanner	Φ 10-14mm	1
	内六角扳手	Hex Wrench	Φ 4mm	1
	上钉器	Screwdriver	Φ 5mm	1

PUSM-C1601

半圆形外固定架 Semi-circular External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	6
针杆固定夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	6
半圆形弯曲杆	Semi-circular Curved Rod	Φ 8mm	2
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x300mm	1
压缩/牵伸杆	Compression Distraction Rod	Φ 8mm	2
皮质针	Cortical Pin	Φ 4x120mm	2
K线	K-wire	Φ 4x250mm	2

PUSM-C1701

骨盆外固定架 Pelvic External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	6
针杆固定夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	6
半圆形弯曲杆	Semi-circular Curved Rod	Φ 8mm (Large)	2
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x150mm	2
压缩/牵伸杆	Compression Distraction Rod	Φ 8mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	6

PUSM-C1801

股骨转子外固定支架 Pertrochanteric External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
双槽杆针夹	Double Rod to Pin Clamp	Φ 8/4-5mm	5
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x300mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x180mm	3

C Type External Fixator | C 型外固定支架



PUSM-C1901

双管直型外固定架 Femur & Tibial External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
双槽杆针夹	Double Rod to Pin Clamp	Φ 8/4-5mm	4
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x250mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	4



PUSM-C2001

肱骨外侧外固定架 Humeral Lateral Condylar Neck External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆针夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	4
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x200mm	1
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x150mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	4



PUSM-C2101

肱骨外侧外固定架 Humeral External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆针夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	4
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x200mm	1
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x150mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	4



PUSM-C2201

股骨外固定支架 Femoral Condylar External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	3
针针固定夹	Double-pin Coupling	Φ 8/4-5mm	2
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	5
半圆形弯曲杆	Semi-circular Curved Rod	Φ 8mm Large	1
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x300mm	2
弧形弓	Curved Rod	Φ 8mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	7



PUSM-C2301

股骨外固定支架 Femoral External Fixator

配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	3
针针固定夹	Double to Pin Coupling	Φ 8/4-5mm	4
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	3
半圆形弯曲杆	Semi-circular Curved Rod	Φ 8mm Large	2
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x250mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	4
克氏针	K-wire	Φ 4x250mm	1

C Type External Fixator | C 型外固定支架

PUSM-C2401

踝关节外固定架 Ankle External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	6
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	8
加压延长杆	Compression Distraction Rod	Φ 8mm	2
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x350mm	2
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x250mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x120mm	4
克氏针	K-wire	Φ 4x250mm	2

PUSM-C2501

胫骨近端外固定架 Proximal Tibial External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	3
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	8
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x300mm	1
半圆形弯曲杆	Semi-circular Curved Rod	Φ 8mm (Large)	1
弧形弓	Curved Rod	Φ 8mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x120mm	3
克氏针	K-wire	Φ 4x250mm	1

PUSM-C2601

肱骨外固定架 Humeral External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆固定夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	3
针杆固定夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	5
连接杆	Connecting Rod	Φ 8x250mm	1
半圆形弯曲杆	Semi-circular Curved Rod	Φ 8mm (Large)	1
弧形弓	Curved Rod	Φ 8mm	1
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 4x120mm	3
克氏针	K-wire	Φ 4x250mm	1

PUSM-C2701

膝关节外固定架 Knee Joint External Fixator



配置 Configuration			数量 Qty
杆杆夹	Rod to Rod Coupling	Φ 8/8mm	8
针杆夹	Pin to Rod Coupling	Φ 8/4-5mm	14
半圆形弯曲杆	Semi-circular Curved Rod	Φ 8mm (Large)	2
弧形弓	Curved Rod	Φ 8mm	2
跨关节连接杆	Spanning Joint Connecting Rod	Φ 8mm	2
骨牵引针	Cortical Pin	Φ 5x130mm	14

标准骨牵引针 Standard Bone Screws

以下产品规格均可以定制
The size can be adjusted according to the customer's requirement



编号 No.	直径*总长 D*L (mm)	HA/HB	螺纹直径 D (mm)	螺纹长度 L (mm)	材质 M
2001001	Φ 2.0x50	HA	Φ 2.0	16	不锈钢 SS 钛 Ti
2001002	Φ 2.0x60			16	
2001003	Φ 2.0x70			16	
2001004	Φ 2.5x60	HA	Φ 2.5	16	不锈钢 SS 钛 Ti
2001005	Φ 2.5x70			20	
2001006	Φ 2.5x80			20	
2001007	Φ 2.5x90			25	
2001008	Φ 2.5x100			30	
2001009	Φ 3.0x60	HA	Φ 3.0	20	不锈钢 SS 钛 Ti
2001010	Φ 3.0x70			20	
2001011	Φ 3.0x80			25	
2001012	Φ 3.0x90			25	
2001013	Φ 3.0x100			30	
2001014	Φ 3.0x110			35	
2001015	Φ 3.0x120			35	
2001016	Φ 3.5x60	HA	Φ 3.5	20	不锈钢 SS 钛 Ti
2001017	Φ 3.5x70			20	
2001018	Φ 3.5x80			25	
2001019	Φ 3.5x90			25	
2001020	Φ 3.5x100			30	
2001021	Φ 3.5x110			35	
2001022	Φ 3.5x120	40			
2001023	Φ 4.0x70	HA	Φ 4.0	25	不锈钢 SS 钛 Ti
2001024	Φ 4.0x80			25	
2001025	Φ 4.0x90			30	
2001026	Φ 4.0x100			30	
2001027	Φ 4.0x110			35	
2001028	Φ 4.0x120			40	
2001029	Φ 4.0x130			40	
2001030	Φ 4.0x140			45	
2001031	Φ 4.0x150			50	
2001032	Φ 4.0x160			50	
2001032	Φ 4.0x180			50	
2001034	Φ 4.0x200			55	
2001035	Φ 4.0x220			60	
2001036	Φ 5.0x100	HB	Φ 5.0	30	不锈钢SS钛Ti

编号 No.	直径*总长 D*L (mm)	HA/HB	螺纹直径 D (mm)	螺纹长度 L (mm)	材质 M
2001037	Φ 5.0x110	HB	Φ 5.0	35	不锈钢 SS 钛 Ti
2001038	Φ 5.0x120			40	
2001039	Φ 5.0x130			45	
2001040	Φ 5.0x140			45	
2001041	Φ 5.0x150			50	
2001042	Φ 5.0x160			50	
2001043	Φ 5.0x180			50	
2001044	Φ 5.0x200			55	
2001045	Φ 5.0x220			60	
2001046	Φ 5.0x250			65	
2001047	Φ 5.0x80	HA	Φ 5.0	25	不锈钢 SS 钛 Ti
2001048	Φ 5.0x90			30	
2001049	Φ 5.0x100			30	
2001050	Φ 5.0x110			35	
2001051	Φ 5.0x120			40	
2001052	Φ 5.0x130			45	
2001053	Φ 5.0x140			45	
2001054	Φ 5.0x150			50	
2001055	Φ 5.0x160			50	
2001056	Φ 5.0x180			50	
2001057	Φ 5.0x200			55	
2001058	Φ 5.0x220	60			
2001059	Φ 6.0x100	HB	Φ 6.0	30	不锈钢 SS 钛 Ti
2001060	Φ 6.0x110			35	
2001061	Φ 6.0x120			40	
2001062	Φ 6.0x130			45	
2001063	Φ 6.0x140			45	
2001064	Φ 6.0x150			50	
2001065	Φ 6.0x160			50	
2001066	Φ 6.0x180			50	
2001067	Φ 6.0x200			55	
2001068	Φ 6.0x220			60	
2001069	Φ 6.0x250	65			
2001070	Φ 6.0x80	HA	Φ 6.0	25	不锈钢 SS 钛 Ti
2001071	Φ 6.0x90			30	
2001072	Φ 6.0x100			30	
2001073	Φ 6.0x110			35	
2001074	Φ 6.0x120			40	

自攻自钻骨牵引针、AO 钻头、空心钻头

Self Drilling / Self Tapping Bone Screws, AO Drill Bit, Cannulated Drill Bit

以下产品规格均可以定制
The size can be adjusted according to the customer's requirement

编号 No.	直径*总长 D*L (mm)	HA/HB	螺纹直径 D (mm)	螺纹长度 L (mm)	材质 M
2001075	Φ 6.0x130	HA	Φ 6.0	45	不锈钢 SS 钛 Ti
2001075	Φ 6.0x130			45	
2001076	Φ 6.0x140			45	
2001077	Φ 6.0x150			50	
2001078	Φ 6.0x160			50	
2001079	Φ 6.0x180			50	
2001080	Φ 6.0x200			55	
2001081	Φ 6.0x220			60	

自攻自钻骨牵引针 Self Drilling / Self Tapping Bone Screws



编号 No.	直径*总长 D*L (mm)	HA/HB	螺纹直径 D (mm)	螺纹长度 L (mm)	材质 M
2002001	Φ 3.0x60	HA	Φ 3.0	20	不锈钢 SS 钛 Ti
2002002	Φ 3.0x70			25	
2002003	Φ 3.0x80			30	
2002004	Φ 3.0x90			30	
2002005	Φ 3.0x100			35	
2002006	Φ 3.0x120			40	
2002007	Φ 4.0x80	HA	Φ 4.0	30	不锈钢 SS 钛 Ti
2002008	Φ 4.0x90			30	
2002009	Φ 4.0x100			35	
2002010	Φ 4.0x120			40	
2002011	Φ 4.0x130			40	
2002012	Φ 4.0x140			40	
2002013	Φ 4.0x150			45	
2002014	Φ 4.0x160			45	
2002015	Φ 4.0x180			50	
2002016	Φ 5.0x80			HA	
2002017	Φ 5.0x90	30			
2002018	Φ 5.0x100	35			
2002019	Φ 5.0x110	35			
2002020	Φ 5.0x120	40			
2002021	Φ 5.0x130	40			
2002022	Φ 5.0x150	45			
2002023	Φ 5.0x180	50			

编号 No.	直径*总长 D*L (mm)	HA/HB	螺纹直径 D (mm)	螺纹长度 L (mm)	材质 M
2002024	Φ 5.0x200	HA	Φ 5.0	60	不锈钢SS 钛Ti
2002025	Φ 5.0x220			60	
2002026	Φ 6.0x80	HA	Φ 6.0	30	不锈钢 SS 钛 Ti
2002027	Φ 6.0x100			35	
2002028	Φ 6.0x110			35	
2002029	Φ 6.0x120			40	
2002030	Φ 6.0x130			40	
2002031	Φ 6.0x150			45	
2002031	Φ 6.0x180			50	
2002033	Φ 6.0x200			60	
2002034	Φ 6.0x220			60	
2002035	Φ 6.0x250			75	

AO 钻头 AO Drill Bit



编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2008001	1.2	110	不锈钢 SS
2008002	1.3	110	
2008003	1.8	110	
2008004	2.5	110	
2008005	3.2	110	

空心钻头 Cannulated Drill Bit



编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2009001	2	150	不锈钢 SS
2009002	2.7	150	
2009003	3.2	160	

克氏针 / 双头克氏针、克氏针盒、螺纹导针

K-wire/Double Head K-wire, K-wire Sterilization Case, Threaded Guide Wire

以下产品规格均可以定制

The size can be adjusted according to the customer's requirement


克氏针 / 双头克氏针

K-wire/Double Head K-wire

编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2003001	0.8	100	不锈钢 SS 钛 Ti
2003002	1.00		
2003003	1.20		
2003004	1.50		
2003005	0.80	120	不锈钢 SS 钛 Ti
2003006	1.00		
2003007	1.20		
2003008	1.50		
2003009	0.8	150	不锈钢 SS 钛 Ti
2003010	1.00		
2003011	1.20		
2003012	1.50		
2003013	0.80	250	不锈钢 SS 钛 Ti
2003014	1.00		
2003015	1.20		
2003016	1.50		
2003017	1.60		
2003018	1.80		
2003019	2.00		
2003020	2.50		
2003021	3.00	250	不锈钢 SS 钛 Ti
2003022	3.50		
2003023	4.00		
2003024	4.50		
2003025	0.80	300	不锈钢 SS 钛 Ti
2003026	1.00		
2003027	1.20		
2003028	1.50		
2003029	1.60		
2003030	1.80		
2003031	2.00		
2003032	2.50		
2003033	3.00		
2003034	3.50		
2003035	4.00		
2003036	4.50		

克氏针盒

K-wire Sterilization Case



编号 No.	直径 D (mm)	材质 M
2003037	0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5 /3.0/3.5/4.0/4.5mm	不锈钢 SS

螺纹导针

Threaded Guide Wire



编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2006001	1.20	100	不锈钢 SS 钛 Ti
2006002	1.50		
2006003	2.00		
2006004	2.50		
2006005	3.00		
2006006	1.00	120	不锈钢 SS 钛 Ti
2006007	1.20		
2006008	1.50		
2006009	1.60		
2006010	1.80		
2006011	2.00	150	不锈钢 SS 钛 Ti
2006012	2.50		
2006013	3.00		
2006014	3.50		
2006015	4.00		
2006016	1.20		
2006017	1.50		
2006018	2.00		
2006019	2.50		
2006020	3.00		
2006021	1.20	300	不锈钢 SS 钛 Ti
2006022	1.50		

钻头、橄榄针

Drill Bit、K-wire with Olive

以下产品规格均可以定制

The size can be adjusted according to the customer's requirement

编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2006023	2.00	300	不锈钢 SS 钛 Ti
2006024	2.50		
2006025	3.00		

钻头

Drill Bit



编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2007001	1	115	不锈钢 SS
2007002	1.1	115	
2007003	1.2	115	
2007004	1.5	115	
2007005		150	
2007006	1.8	100	
2007007		115	
2007008		150	
2007009	2	115	
2007010	2.3	150	
2007011	2.4	115	
2007012	2.5	115	
2007013		150	
2007014		200	
2007015	2.7	115	
2007016	2.8	115	
2007017		120	
2007018		150	
2007019		200	
2007020	3.0	115	
2007021		150	
2007022		200	
2007023	3.2	115	
2007024		150	
2007025		200	
2007026	3.5	115	
2007027		150	
2007028		200	

编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2007029	3.5	200	不锈钢 SS
2007030	3.6	200	
2007031	3.8	115	
2007032		150	
2007033		180	
2007034		200	
2007035	4.0	115	
2007036	4.0	150	
2007037	4.0	200	
2007038	4.2	115	
2007039	4.2	120	
2007040	4.2	200	
2007041	4.5	115	
2007042	4.5	120	
2007043	4.5	180	
2007044	4.5	200	
2007045	4.6	150	
2007046	4.8	115	
2007047	4.8	150	
2007048	4.8	180	
2007049	4.8	200	
2007050	5.5	115	
2007051	5.0	115	
2007052	5.0	150	
2007053	5.0	200	
2007054	6	115	

橄榄针

K-wire with Olive





编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2005001	1.50	350	不锈钢 SS
2005002	2.00		
2005003	2.50		

弹性髓内针器械包 Elastic Nail Instrument Set

以下产品规格均可以定制
The size can be adjusted according to the customer's requirement

弹性髓内针器械包 Elastic Nail Instrument Set



编号 No.	配置 Configuration			数量 Qty
204009	滑锤	Hammer	/	1
200410	开口锤	AWL	/	1
200411	自锁扳手	Locking Pliers	/	1
200412	拔出器	Hammer Guider	/	1
200413	断棒器扳手	Cutter	/	1
200414	断棒器扳手	Cutter	/	1
200415	双头导向	Double Drill Sleeve	3.2/4.5mm	1
200416	折弯器	End Cup Inserter Small	/	1
200417	折弯器	End Cup Inserter Large	/	1
200418	钻头	Drill Bit	Φ 2.5x115mm	1
200419	钻头	Drill Bit	Φ 3.2x150mm	1
200420	钻头	Drill Bit	Φ 4.5x150mm	1
200421	持针钳	Elastic Nail Inserter	/	1
200422	弯棒器	Bender	/	1
200423	弯棒器	Bender	/	1
200424	打入器	Standard Tamp	/	1
200425	打入器	Standard Tamp	/	1
200426	消毒盒	Sterilization Case	/	1

弹性髓内针 Elastic Intramedullary Nail



编号 No.	直径 D (mm)	长度 L (mm)	材质 M
2004001	1.50	300	钛合金 Ti
2004002	2.00	440	
2004003	2.50		
2004004	3.00		
2004005	3.50		
2004006	4.00		


弹性髓内针尾帽 Elastic Nail End Cap




编号 No.	尺寸 Size	直径 D (mm)	材质 M
2004007	小号 Small Type	1.5/2.0/2.5 /3.0mm	钛合金 Ti
2004008	大号 Large Type	3.5/4.0mm	

医用消毒盒 Medical Sterilization Case


以下产品规格均可以定制
The size can be adjusted according to the customer's requirement




消毒硅胶垫
Sterilization Silicone Mats
产品编号: 100
Product No: 100




网状消毒框
Mesh Sterilization Basket
产品编号: 101
Product No: 101



带锁网状消毒框
Mesh Sterilization Basket with Lock
产品编号: 102
Product No: 102




脊柱椎弓根螺钉盒
Spinal Pedicle Screw Box
产品编号: 200
Product No: 200




螺钉盒
Screw Box
产品编号: 201
Product No: 201



螺钉盒
Screw Box
产品编号: 202
Product No: 202



医用动力消毒盒
Medical Sterilization Case for Power Tool
产品编号: 001
Product No: 001



医用消毒盒
Medical Sterilization Case
产品编号: 004
Product No: 004



医用灭菌盒
Medical Sterilization Case
产品编号: 300
Product No: 300

PUSM External Fixator System

普斯曼外固定支架系列

- **A Type External Fixator** A型外固定支架系列
- **PEEK Transparent Type External Fixator** PEEK 可透光外固定支架
- **H Type External Fixator** H型外固定支架系列
- **O Type External Fixator** O型外固定支架系列
- **I Type External Fixator** I型外固定支架系列
- **C Type External Fixator** C型外固定支架系列
- **Standard Bone Screws** 标准骨牵引针
- **Self Drilling / Self Tapping Bone Screws** 自攻自转骨牵引针
- **K-wire / Double Head K-wire** 克氏针/双头克氏针
- **Elastic Intramedullary Nails** 弹性髓内针
- **K-wire with Olive** 橄榄针
- **Threaded Guide Wire** 螺纹导针
- **Drill Bit / Cannulated Drill Bit** 钻头/空心钻头
- **Medical Sterilization Case** 医用消毒盒

PUSM Quality Service and Repair 质量服务与售后维修

At PUSM, service does not end with the sale of the product. We strive to ensure complete customer satisfaction of your products throughout their lifetime. Regular and proper maintenance is the best way to protect your investment. Over the long-term this will provide you with safer, less problematic product performance.

If you encounter a problem or need technical support, contact your Local Sales Representative. To contact an In-house Product Specialist, call Customer Service at + 86-24-2351 9517

如果您需要技术支持或者帮助，请联系当地的销售代表或致电：024-2351 9517



PUSM Medical Device Co., Ltd
沈阳普斯曼医疗器械有限公司

No.34, 4th S, Jianshe Rd, Shenyang New District, Shenyang City, Liaoning Province, CHINA. 110122

电话 / Phone: +86-24-8972 9438 / +86-24-2351 9517

传真 / eFax : +86-24-8972 9438 / +86-24-2351 9517

网址 / Website: www.pusm-medical.com

邮箱 / Customer Email: info@pusm-medical.com

