



PUSM Medical Power System

Focus on Orthopaedic

普斯曼医用动力系统



Dual Trigger

Triple Use


All in One

Succeed in Trauma & Joint

成功应用在关节与创伤手术中



About Us 公司简介




- ▶ PUSM Medical has its manufacturing facilities in Shenyang city. It is ISO 13485 and CE certified.
- ▶ We are integrated with research, development and manufacture and sale.
- ▶ Main products: Medical electric saw/drill; Medical instruments; External fixator etc..
- ▶ Main markets include India, Indonesia, Malaysia, Vietnam, South Korea, Pakistan, Egypt, Europe, Spain, Turkey, Russia, Australia, USA, Mexico, Colombia etc..
- ▶ Quality Assurance: National High-tech Enterprise Certificate, Integrity Enterprises, China Famous Brand and 20 Chinese National Patent Licenses etc..
- ▶ OEM available.
- ▶ 沈阳普斯曼医疗器械有限公司位于沈阳市沈北新区，本公司通过ISO13485质量体系认证及CE认证。
- ▶ 我们是集研发，制造和销售为一体的专业化企业。
- ▶ 我们的主营产品包括：医疗电动骨钻骨锯系列，医疗手术器械，外固定支架等产品。
- ▶ 荣获高新技术企业证书，诚信企业，中国著名品牌以及20余项国家专利证书。
- ▶ 产品热销至70多个国家和地区。
- ▶ 普斯曼为您提供产品定制服务。

Manufacturing Capacity 制造能力

- CNC Swiss Turning 走芯式车床
- 6-axis Grinding 6-轴磨削中心
- 5-axis CNC Milling Centers 5-轴加工中心
- Metal Stamping 金属冲压成型
- Wire EDM 线切割
- Blast / Deburr 喷砂 / 去毛刺
- Injection Molding - Clean Room 洁净室注塑
- Polymer Extrusion - Clean Room 洁净室挤出
- Clean Room Assembly 洁净室装配
- Tooling Design and Manufacturing 模具设计及制造



Market Share 市场份额



- Instrument 器械
- Hips 髋关节手术
- Trauma 创伤手术
- Knees 膝关节手术
- Neurotechnology 神经外科手术
- Spine 脊柱手术

Orthopedics
60%
骨科动力

Neurotechnology
and Spine
17%
神经和脊柱产品

Medsurg
23%
手术器械



CE

HIGH-TECH ENTERPRISE
高新技术企业证书

ISO13485



CERTIFICATE OF HONOR
中国著名品牌

HONOR CERTIFICATE
荣誉证书

'315' CREDIBLE ENTERPRISES
中国315诚信企业





Cooperation and Exchange

合作与交流



Our Mission

我们的使命

Continuously improve quality and services, satisfy the needs of doctors and patients.
不断改进品质与服务，满足医者与患者的需求。

Our Vision

我们的愿景

We exist to provide quality orthopaedic tools to our community.
提供高品质骨科动力系统是我们存在的意义。

Our Value

我们的价值观

Safety first and foremost;
安全至上;

Respect for the individual;
尊重他人;

The pursuit of excellence;
追求卓越;

Service to the community;
服务为本;

Promotion of positive change;
积极进取;

Continuous innovation
不断创新。

Contents

目录

01	公司简介 About Us	23	大骨多功能动力 Multifunctional Power Tools
05	产品配置 PUSM Product View	30	大功率多功能动力 Heavy Duty Multifunctional Power Tools
06	小骨电钻 Mini Bone Drill	31	石膏锯 Plaster Saw
08	电钻 Bone Drill	32	医用电池 Battery
11	小骨摆锯 Mini Sagittal Saw	33	微型电动磨钻 Micro Electric Drill
12	髌臼钻&摆锯 Acetabulum Reamer Drills & Sagittal Saw	34	电动多功能动力系统（大骨用） Electric Multifunctional Power Tools
16	往复锯 Reciprocating Saw	35	髓腔铰刀系列 Flexible Reamer System
17	胸骨锯 Sternum Saw	36	髌臼铰 & 磨头 & 开颅钻钻头 & 软钻钻头 Reamer & Shaft & Bur & Cranial Drill Bit & Flexible Drill Bit
18	开颅钻 Cranial Drill	37	医用锯片 Saw Blade
19	椎弓根钉植入专用动力 Pedicule Screws Implantation Power System	39	医用钻头 Drill Bit
20	外固定针植入专用动力 External Fixator Screws Implantation Power System	40	消毒盒 Sterilization Case
21	小骨多功能动力 Mini Multifunctional Power Tools	41	动力故障排除流程图 Power System Shooting Flow Chart

PUSM Product View 产品配置

- Advanced material and coating, wear resistant and water resistant.
- Best-in-class motor provides more efficient to cut, drill, and ream.
- Long-lasting and consistent nickel metal hydride and lithium batteries.
- The whole unit is autoclavable.
- Optimized weight distribution for balance to enhance function and comfort.
- 先进的材料与表面处理，防水，防磨损。
- 高品质的有刷主机提供更高效率的切割，打孔以及研磨。
- 持久、稳定的镍氢电池和锂电池。
- 整体可高温消毒。
- 严谨、合理的重量分布，增强主机的功能与舒适感。



The quick coupling for A side and B side can be customized. A端和B端的快装接口均可定制。

	▶ Stryker 史塞克接口	▶ AO (Big) 大AO接口	▶ AO (Small) 小AO接口	▶ Zimmer 捷迈接口	▶ Hudson 哈德森接口
	▶ Johnson 强生接口	▶ Aesculap 蛇牌接口	▶ Trinkle 汤成接口	▶ AK 爱康接口	▶ CL 春立接口
	Etc.... 等....				

Standard Configuration 标准配置

No. 序号	Product Name	品名	Qty数量
1	Battery	电池	2
2	Charger	充电器	1
3	Key (for Jacobs Chuck)	钥匙(配梅花钻夹头)	1
4	Battery Transfer Shield	消毒通道	1
5	Aluminum Case/ Carton Box	铝合金箱/纸盒	1
6	Sagittal Saw Blades (for Saw)	摆锯锯片	4
7	Reciprocating Saw Blades (for Saw)	往复锯锯片	3

System 2 | Mini Drill
普斯曼2 | 手足踝手术适用

Mini Bone Drill (PUSM 106)

小骨电钻 (PUSM 106)



Mini Cannulated Drill (PUSM 606)

小骨空心钻 (PUSM 606)



System 2 Pro | Mini Drill
普斯曼 2 Pro | 手足踝手术适用

Mini Cannulated Drill (PUSM1101)

小骨空心钻 (PUSM 1101)

Double-trigger design allows user to operate by single hand.

双钩机设计可以轻松单手操作



Diameter: 0-4mm
直径 0-4mm

Mini Bone Drill (PUSM 1105)

小骨电钻 (PUSM 1105)

The capacity of lithium battery is 2000 mA/h, it is consistent and long-lasting.

锂电池容量为2000mA/h，持久耐用



System 1 | Apply for Trauma Surgery
普斯曼1 | 创伤手术适用

Bone Drill (PUSM 101)
电钻 (PUSM 101)



Cannulated Drill (PUSM 601)
空心钻 (PUSM 601)



System 3 | Apply for Trauma Surgery
普斯曼3 | 创伤手术适用

Bone Drill (PUSM 107/104)
电钻 (PUSM 107/104)



Cannulated Drill (PUSM 605)
空心钻 (PUSM 605)



Cannulated Drill (PUSM2201)
空心钻 (PUSM 2201)



Double-trigger design allows user to operate by single hand
双钩机设计可以轻松单手操作

Ergonomic handpiece for your working comfort.
人体工学设计，手感好

The integrated design has good sealing.
一体化设计，密封性好

Bone Drill (PUSM 2205)
大骨电钻 (PUSM 2205)



Diameter: 0-8mm
直径0-8mm

Rated Speed 0-1200rpm
转速0-1200rpm

1800MA/H NiMH Battery Capacity
1800毫安镍氢电池 更强大 更持久的供电

System 2 | Mini Saw
普斯曼 2 | 手足踝适用

Mini Sagittal Saw (PUSM 506)

小骨摆锯 (PUSM 506)



Light Weight: 0.6kg
 主机仅: 0.6kg

1600 mA/h Ni-MH Battery Capacity
 1600 毫安镍氢电池

Various Speed
 无级变速

Rated Speed 20000 osc/min
 转速 20000 osc/min



Matched 4 Sagittal Saw Blades
 标配4片摆锯锯片

Mini Sagittal Saw (PUSM 508)

小骨摆锯 (PUSM 508)



2000mA/h Lithium Battery Capacity
 2000毫安锂电池 更强大 更持久的供电

Various Speed
 无级变速



Matched 4 Sagittal Saw Blades
 标配4片摆锯锯片

Mini Sagittal Saw (PUSM1100)

小骨摆锯 (PUSM 1100)



The capacity of lithium battery is 2000 mA/h,
 it is consistent and long-lasting.
 锂电池容量为2000mA/h, 持久耐用

Cordless & high-class motor
 无刷进口电机

Matched 4 Sagittal Saw Blades
 标配4个摆锯锯片

★ The coupling and sizes of saw blades can
 be customized.
 锯片接口及尺寸均可定制。

System 1 | Apply for Joint Surgery
普斯曼1 | 适用于关节手术


Acetabulum Reamer Drill (PUSM 201)
髋臼研磨钻 (PUSM 201)



Sagittal Saw (PUSM 501)
大骨摆锯 (PUSM 501)



专家推荐



System 2 | Apply for Joint Surgery
普斯曼2 | 适用于关节手术



Sagittal Saw (PUSM 504)
摆锯 (PUSM 504)

Acetabulum Reamer Drill (PUSM204)
髋臼研磨钻 (PUSM 204)

专家推荐



Battery Charger Station

电池充电器
#440010

Quick charger, allow up to 3 batteries.
快速充电, 同时可以满足3块电池充电。



Sterile Case for Joint Surgery

关节手术动力专用消毒盒

Heavy Duty Acetabulum Reamer Drill (PUSM 203)
大功率髌臼研磨钻(PUSM 203)



Heavy Duty Sagittal Saw (PUSM 503)
大功率摆锯(PUSM 503)



System 5 | Heavy Duty System 普斯曼5 | 大功率系列

Acetabulum Reamer Drill (PUSM 202) 髌臼研磨钻 (PUSM 202)

Rotating Torque 13Nm
扭矩13Nm

Ergonomic Design
人体工学设计




Customized Quick Coupling
接口可定制
Rated Speed 0-400rpm
转速 0-400rpm

3000mA/h Lithium Battery Capacity
3000毫安锂电池 更强大 更持久的供电

Heavy Duty Sagittal Saw (PUSM 502) 摆锯 (PUSM 502)




Various Speed 20000 osc/min
无级变速 20000 osc/min



Matched 4 Sagittal Saw Blades
标配4片摆锯锯片

Reciprocating Saw 往复锯

Reciprocating Saw (PUSM 901) 往复锯 (PUSM 901)




Matched 3 Reciprocating Saw Blades
标配3片往复锯锯片

Reciprocating Saw (PUSM 904) 往复锯 (PUSM 904)



Various Speed
无级变速



Matched 3 Reciprocating Saw Blades
标配3片往复锯锯片

Sternum Saw 胸骨锯

Sternum Saw (PUSM 607) 胸骨锯 (PUSM 607)



Matched 4 Sternum Saw Blades
标配4片胸骨锯锯片

★ Please kindly check P37 for more saw blades.
更多锯片，请您参考P37。

Sternum Saw (PUSM 907) 胸骨锯 (PUSM 907)



Various Speed
无级变速



Matched 4 Sternum Saw Blades
标配4片胸骨锯锯片

★ Please kindly check P37 for more saw blades.
更多锯片，请您参考P37。

Cranial Drill (PUSM 801)
开颅钻 (PUSM 801)



Matched 3 Cranial Drill Bits.
标配3个开颅钻钻头

Integrated Design
一体化设计




Cranial Drill (PUSM 804)
开颅钻 (PUSM 804)



Self-Stop System
自停系统

Rated Speed 0-600rpm
额定转速 0-600rpm



Pedicle Screws Implantation Power System 椎弓根钉拧入专用动力

Pedicle Screws Implantation Power System (PUSM 806Z) 椎弓根钉拧入专用动力 (PUSM 806Z)



Pedicle Screws Implantation Power System (PUSM 908Z) 椎弓根钉拧入专用动力 (PUSM 908Z)



Spine Nails Instrument Set
脊柱钉棒器械包
Matched with 806Z power tool
可与806Z搭配使用

- More instrument sets, please contact info@pusm-medical.com.
- 更多器械包，请联系我们。

External Fixator Screws Implantation Power System 外固定针拧入专用动力

External Fixator Screws Implantation Power System (PUSM 806W) 外固定针拧入专用动力 (PUSM 806W)



External Fixator Screws Implantation Power System (PUSM 908W) 外固定针拧入专用动力 (PUSM 908W)



PUSM 606B Mini Multi-Functional Power System
小骨多功能动力



606B-1 Jacobs Chuck
606B-1 梅花钻接头



606B-2 AO Chuck
606B-2 AO接头



606B-3 Saw Attachment
606B-3 摆锯接头



606B-4-1
Wire/Pin Driver 0.8-1.8mm
克氏针接头 (0.8-2.0mm)
606B-4-2
Wire/Pin Driver 2.0-3.2mm
克氏针接头 (2.0-3.2mm)

PUSM 1102 小骨 Hand, Foot, and Ankle 打孔与切割于一体

PERFORMANCE


性能

- Various speed control makes you operate safely.
无级变速确保您操作更安全。
- More torque allows handpiece to complete challenging trauma surgery.
大扭矩促使您完成有挑战性的创伤手术。
- Integrated handpiece provides you with efficient and steady output.
一体化主机为您提供高效、稳定的输出。

USE

使用

- Light weight, ergonomic design, and feel comfortable to handle.
主机轻便，人体工学设计，手感舒适不疲劳。
- The design of handpiece with accessories allows to fit in sterile case.
主机以及配件的设计可与消毒盒匹配。
- Dual triggers allow you control handpiece by single hand.
双钩机设计您可单手操作，更加快速高效。



PUSM 701B

Lead you drill, ream, and cut confidently
 打孔，研磨，切割于一体



Saw Attachment

锯类接头



Sagittal Saw Attachment (701B-1)
 摆锯接头 (701B-1)



Reciprocating Saw Attachment (701B-4)
 往复锯接头 (701B-4)

Cranial Attachment

开颅手术接头



Cranial Drill Attachment (701B-8)
 With Self-stop System
 开颅钻接头 (701B-8)
 自停系统



Craniotomy Mill Attachment (701B-9)
 开颅铣接头 (701B-9)

3:1 / 5:1 Reamer Attachment

3:1 / 5:1 快装扩孔接头



Reamer Quick Coupling (701B-3)
 翻口快装接头 (701B-3)

1:1 Drill Attachment

1:1 快装钻孔接头



Drill Quick Coupling (701B-7)
 创伤快装接头 (701B-7)

Customized Coupling

接口类型 可定制

Stryker 史塞克接口	AO (Big) 大AO接口	AO (Small) 小AO接口	Zimmer 捷迈接口	Hudson 哈德森接口
Johnson 强生接口	Aesculap 蛇牌接口	Trinkle 汤成接口	AK 爱康接口	CL 春立接口
etc.... 等....				

1:1 Drill Attachment (Multipurpose)

1:1 钻孔类接头 (多用途)



Jacobs Chuck (701B-2)
 梅花钻夹接头 (701B-2)



Keyless Chuck (701B-6)
 自动钻夹接头 (701B-6)



Cannulated Drill Attachment (701B-10)
 外空钻接头 (701B-10)



Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm) (701B-5-1)
 克氏针接头 (0.8-1.8mm) (701B-5-1)

Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm) (701B-5-2)
 克氏针接头 (2.0-3.2mm) (701B-5-2)

PUSM 2208

Lead you drill, ream, and cut confidently
 打孔，研磨，切割于一体

- Specifically designed with the gear in the attachment, not the handpiece. When the time comes for gear repair or maintenance, your handpiece stays in circulation while convenient maintenance of your attachment takes place.
 变速箱置于配件中，维修费用大大降低。
- Drill, ream, cut in one handpiece
 打孔，研磨，切割于一体。
- The integrated design has good sealing
 一体化设计，密封性好。



Ergonomic Design
 人体工学设计

Collet Release
 接口开关

Instant Forward/
 Reverse Trigger
 正反转钩机

Variable-speed Trigger
 无极变速钩机




Sagittal Saw Attachment (2208-1)
 摆锯接头(2208-1)




Jacobs Chuck (2208-2)
 梅花钻夹接头(2208-2)




Reamer Quick Coupling (2208-3)
 镗刀快装接头(2208-3)



Reciprocating Saw Attachment (2208-4)
 往复锯接头(2208-4)



Keyless Chuck (2208-6)
 自动钻夹接头(2208-6)



Drill Quick Coupling (2208-7)
 创伤快装接头(2208-7)



Cranial Drill Attachment (2208-8)
 开颅钻接头(2208-8)



Craniotomy Mill Attachment (2208-9)
 开颅铣接头(2208-9)



Cannulated Drill Attachment (2208-10)
 外空钻接头(2208-10)



Wire & Pin Driver (0.8-1.5mm) (707-S-1)
 克氏针接头(0.8-1.5mm) (2208-5-1)

Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm) (2208-5-2)
 克氏针接头(2.0-3.2mm) (2208-5-2)

PUSM 707

Lead you drill, ream, and cut confidently
 打孔，研磨，切割于一体



Saw Attachment

锯类接头



Sagittal Saw Attachment (707-1)
 摆锯接头 (707-1)



Reciprocating Saw Attachment (707-4)
 往复锯接头 (707-4)

Cranial Attachment

开颅手术接头



Cranial Drill Attachment (707-8)
 With Self-stop System
 开颅钻头 (707-8)
 自停系统



Craniotomy Mill Attachment (707-9)
 开颅铣接头 (707-9)

3:1 / 5:1 Reamer Attachment

3:1 / 5:1 快装扩孔接头



Reamer Quick Coupling (707-3)
 磨孔快装接头 (707-3)

1:1 Drill Attachment

1:1 快装钻孔接头



Drill Quick Coupling (707-7)
 创伤快装接头 (707-7)

Customized Coupling

接口类型 可定制

Stryker 史塞克接口	AO (Big) 大AO接口	AO (Small) 小AO接口	Zimmer 捷迈接口	Hudson 哈德森接口
Johnson 强生接口	Aesculap 蛇牌接口	Trinkle 汤成接口	AK 爱康接口	CL 春立接口
etc... 等...				

1:1 Drill Attachment (Multipurpose)

1:1 钻孔类接头 (多用途)



Jacobs Chuck (707-2)
 梅花钻夹接头 (707-2)



Keyless Chuck (707-6)
 自动钻夹接头 (707-6)



Cannulated Drill Attachment (707-10)
 外空钻接头 (707-10)



Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm) (707-5-1)
 克氏针接头 (0.8-1.8mm) (707-5-1)

Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm) (707-5-2)
 克氏针接头 (2.0-3.2mm) (707-5-2)

PUSM 601B



Instant Forward / Reverse Trigger

正反转钩机

Variable-speed Trigger

无极变速钩机

3:1 / 5:1 Reamer Attachment

3:1 / 5:1 扩孔接头



AO Chuck (For Screwing Nails 0-400rpm) (606B-2-2)
AO接头 (拧钉 0-400rpm) (606B-2-2)



Reamer Jacobs Chuck (606B-3)
靛白梅花钻夹接头(606B-3)

1:1 Drill Attachment (Multipurpose)

1:1 钻孔类接头 (多用途)



Jacobs Chuck (606B-1)
梅花钻夹接头 (606B-1)



AO Chuck (For Drilling 0-1200rpm) (606B-2-1)
AO接头 (打孔 0-1200rpm) (606B-2-1)



Keyless Chuck (606B-6)
创伤自锁钻夹接头(606B-6)



Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm) (606B-5-1)
克氏针接头 (0.8-1.8mm) (606B-5-1)
Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm) (606B-5-2)
克氏针接头(2.0-3.2mm) (606B-5-2)

3:1 / 5:1 Reamer Attachment

3:1 / 5:1 快装扩孔接头




Reamer Quick Coupling (606B-4)
靛白快装接头 (606B-4)

1:1 Drill Attachment

1:1 快装钻孔接头



Drill Quick Coupling (606B-7)
创伤快装接头 (606B-7)



Customized Coupling
接口类型可定制

Stryker 史塞克接口	AO (Big) 大AO接口	AO (Small) 小AO接口	Zimmer 捷迈接口	Hudson 哈德森接口
Johnson 强生接口	Aesculap 蛇牌接口	Trinkle 汤成接口	AK 爱康接口	CL 春立接口
etc.... 等....				

System 3 | Lead you Drill & Ream 普斯曼3 | 打孔，研磨于一体

- Ergonomic handpiece leads you to pin, drill, ream confidently.
人体工学设计助您自信地打孔，研磨
- Complete quick coupling design makes it easy and swift to operate.
齐全的快速接口使手术操作更容易快速
- Maintain higher torque level.
扭矩更大



1800mA/h NiMH Battery Capacity
1800毫安镍氢电池



Jacobs Chuck (607B-1/107B-1)
梅花钻夹接头 (607B-1 / 107B-1)



AO Chuck (For Drilling) (0-1200rpm)
(607B-2-1 / 107B-2-1)
AO接头(打孔) (0-1200rpm)
(607B-2-1 / 107B-2-1)



AO Chuck (For Screwing Nails) (0-400rpm)
(607B-2-2 / 107B-2-2)
AO接头(拧钉) (0-400rpm)
(607B-2-2 / 107B-2-2)



Reamer Jacobs Chuck (607B-3 / 107B-3)
髓臼梅花钻夹接头(607B-3 / 107B-3)



Reamer Quick Coupling (607B-4 / 107B-4)
髓臼快装接头 (607B-4 / 107B-4)



Keyless Chuck (607B-6 / 107B-6)
创伤自锁钻夹接头(607B-6 / 107B-6)



Drill Quick Coupling (607B-7 / 107B-7)
创伤快装接头 (607B-7 / 107B-7)

PUSM 5505



5505-1
1:1 Jacobs Chuck (5505-1)
梅花钻夹接头 (5505-1)



5505-2
1:1 AO Chuck (5505-2)
AO钻夹接头 (5505-2)



5505-3
1:1 Reamer Chuck (5505-3)
快装接头 (5505-3)




5505-4
1:1 Keyless Chuck (5505-4)
创伤自动钻夹接头 (5505-4)



5505-5
1:1 Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm) (5505-5-1)
克氏针接头 (0.8-1.8mm) (5505-5-1)

1:1 Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm) (5505-5-2)
克氏针接头 (2.0-3.2mm) (5505-5-2)



Drill & Ream Mode Switch
打孔与研磨模式调节

Cannulated
中空

Instant Forward /
Reverse Trigger

正反转钩机



Variable-speed
Trigger

无极变速钩机



PUSM 2200

PUSM 2203



Ergonomic Design
人体工学设计

Instant Forward / Reverse Trigger

正反转钩机

Variable-speed Trigger

无极变速钩机

3:1 / 5:1 Reamer Attachment

3:1 / 5:1 扩孔接头



AO Chuck (For Screwing Nails Nails 0-400rpm) (2203-2-2)
AO接头 (拧钉 0-400rpm) (2203-2-2)



Reamer Jacobs Chuck (2203-3)
颤刀梅花钻夹接头(2203-3)

1:1 Drill Attachment (Multipurpose)

1:1 钻孔类接头 (多用途)



Jacobs Chuck (2203-1)
梅花钻夹接头 (2203-1)



AO Chuck (For Drilling 0-1200rpm) (2203-2-1)
AO接头 (打孔 0-1200rpm) (2203-2-1)



Keyless Chuck (2203-5)
创伤自锁钻夹接头(2203-5)



Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm) (2203-5-1)
克氏针接头 (0.8-1.8mm) (2203-5-1)
Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm) (2203-5-2)
克氏针接头(2.0-3.2mm) (2203-5-2)

3:1 / 5:1 Reamer Attachment

3:1 / 5:1 快装扩孔接头



Reamer Quick Coupling (2203-4)
颤刀快装接头 (2203-4)

1:1 Drill Attachment

1:1 快装钻孔接头



Drill Quick Coupling (2203-7)
创伤快装接头 (2203-7)

Customized Coupling

接口类型可定制

Stryker 史塞克接口	AO (Big) 大AO接口	AO (Small) 小AO接口	Zimmer 捷迈接口	Hudson 哈德森接口
Johnson 强生接口	Aesculap 蛇牌接口	Trinkle 汤成接口	AK 爱康接口	CL 春立接口
etc.... 等....				

PUSM 2204



Sterilization Case PUSM 002

* Adaptors can be customized.
接头可定制



Jacobs Chuck (2204-1)
梅花钻夹接头 (2204-1)



AO Chuck (For Drilling 0-1200rpm) (2203-2-1)
AO接头 (打孔 0-1200rpm) (2203-2-1)



AO Chuck (For Screwing Nails Nails 0-400rpm) (2203-2-2)
AO接头 (拧钉 0-400rpm) (2203-2-2)



Reamer Jacobs Chuck (2204-3)
磨刀梅花钻夹接头 (2204-3)



Reamer Quick Coupling (2204-4)
磨刀快装接头 (2204-4)



Keyless Chuck (2204-6)
创伤自锁钻夹接头 (2204-6)



Drill Quick Coupling (2204-7)
创伤快装接头 (2204-7)



Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm) (2204-5-1)
克氏针接头 (0.8-1.8mm) (2204-5-1)

Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm) (2204-5-2)
克氏针接头 (2.0-3.2mm) (2204-5-2)

Heavy Duty Multi-functional Power Tool 大功率多功能动力系统

PUSM 103B

- Ergonomic design, and feel comfortable to handle.
人体工学设计, 手感舒适不疲劳
- The design of hand piece with accessories allows to fit in sterile case.
主机以及配件的设计可与消毒盒匹配
- Allows for fast speed drilling and high torque reaming.
快速打孔以及大扭矩研磨



PUSM 602



System 7


动力系统



为
骨科手术
研发

Built for Whole Orthopaedic Surgeries

System 7 Power Tools



Long-lasting batteries with increased heat resistance 供电持久

如果您对产品有任何问题或者现在采购，
请致电 400-100-3055

To learn more about these and
other products, please contact
your instrument sales representative.



Plaster Saw 石膏锯



Standard Configuration


标准配置

No. 序号	Product Name	品名	Qty 数量
1	Handpiece	主机	1
2	Saw Blade	锯片	2
3	Hexagon Wrench	扳手	1
4	Aluminum Case	铝合金箱	1



TPLO Saw TPLO 锯

- The instrument has beautiful appearance, small size, light weight, built-in battery, easy to carry, safe to operation, and reduce the operation time.
- 外形美观，体积小，重量轻，携带方便且操作简单安全。
- The enclosure of the product is fully enclosed. The handpiece can be sterilized at high temperature and pressure.
- 一体化设计主机，可高温高压下消毒。



No. 序号	Product Name	品名	Qty 数量
1	Handpiece	主机	1
2	Saw Blade	锯片	1
3	Battery	电池	2
4	Charger	充电器	1
5	Transfer Ring Kit	消毒通道	1
6	Wrench	扳手	1
7	Aluminum Case	铝合金箱	1

Battery Packs 电池组件



2100mAh Ni-MH Battery
2100mAh 镍氢电池
#291006

2500mAh Ni-MH Battery
2500mAh 镍氢电池
#291007



Battery Pack
电池盒
#0027

Quality & Reliability

质量和可靠性

No memory effect enables maximum capacity throughout the life of the battery
无记忆影响，确保在电池的整个生命周期内实现最大容量的使用
Small & large battery capacity are available
大小电池容量可供选择

Performance

表现

Consistent power throughout the case
在手术中持续提供稳定的能量

Quality

质量

Well suited for high temperature and high pressure disinfection
高温高压消毒环境下，如一的品质



Battery Transfer Shield
消毒通道
#0026



Charger
充电器
#0016

Order Information 订购信息


品名	Product Name	Product No. 产品编码 普斯曼对应林富泰克 PUSM to Linvatec	Product No. 产品编码 普斯曼对应史赛克 PUSM to Stryker
小电池	Lite Battery	#291006	#291008
电池	Battery	#291007	#291009
电池盒	Battery Case	#301001	#301002
充电器	Battery Charger	#0016	#0017
消毒通道	Battery Transfer Shield	#0026	#0027

PUSM 2200



Input Voltage: AC 110V/220V, 50/60Hz
 输入电压: 110V/220V, 50/60Hz

Sterilization Case 消毒盒



Motor for bur

主机 2000-1
 Speed: 0-40000rpm
 Rated Power: 100W
 Torque: >20mNm
 Autoclavable Time: >500



Burr (Straight Type)

直型磨头 2000-2
 Diameter: Φ6.5
 Length: 11cm



Burr (Angled Type)

弯型磨头 2000-3
 Diameter: Φ6.5
 Length: 13cm



Sagittal Saw Attachment (no need extra motor)

摆锯接头 2000-4
 Speed: 0-20000rpm
 Rated Power: 100W
 Autoclavable Time: >500



Curved Saw Attachment

弯型摆锯接头 2000-5
 Speed: 0-20000rpm
 Rated Power: 100W
 Autoclavable Time: >500



Craniotome Handpiece

开颅铣 2000-6
 Speed: 0-40000rpm
 Torque: >25mNm



Cranial Drill Bit

开颅钻头 2000-7
 Diameter: 6mm, 9mm, 12mm



Burr

球磨头
 Choose Size
 尺寸可选



Pedal Foot Switch

脚踏开关 2000-8




Micro Medical Electric Multifunctional Power Tool System

微型医用电动磨钻

PUSM 3300 Cable Sagittal Saw

PUSM 3300 摆锯



PUSM 3303 Cable Multi-functional Handpiece

PUSM 3303 多功能主机

3:1 / 5:1 Reamer Attachment

3:1 / 5:1 扩孔接头



AO Chuck (For Screwing Nails 0-400rpm) (3303-2-2)
AO接头 (拧钉 0-400rpm) (3303-2-2)



Reamer Jacobs Chuck (3303-3)
靛白梅花钻夹接头(3303-3)

1:1 Drill Attachment (Multipurpose)

1:1 钻孔类接头 (多功能)



Jacobs Chuck (3303-1)
梅花钻夹接头 (3303-1)



AO Chuck (For Drilling 0-1200rpm) (3303-2-1)
AO接头 (打孔 0-1200rpm) (3303-2-1)



Keyless Chuck (3303-6)
创伤自锁钻夹接头(3303-6)



Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm) (3303-5-1)
克氏针接头 (0.8-1.8mm) (3303-5-1)
Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm) (3303-5-2)
克氏针接头(2.0-3.2mm) (3303-5-2)

3:1 / 5:1 Reamer Attachment

3:1 / 5:1 快装扩孔接头



Reamer Quick Coupling (3303-4)
靛白快装接头 (3303-4)

1:1 Drill Attachment

1:1 快装钻孔接头



Drill Quick Coupling (3303-7)
创伤快装接头 (3303-7)

Customized Coupling


接口类型 可定制

Stryker 史塞克接口	AO (Big) 大AO接口	AO (Small) 小AO接口	Zimmer 捷迈接口	Hudson 哈德森接口
Johnson 强生接口	Aesculap 蛇牌接口	Trinkle 汤成接口	AK 爱康接口	CL 春立接口
etc.... 等....				


Flexible Reamer (Fixed Head) 髓腔绞刀

The thin flexible shaft and deeply fluted reamer heads are designed to help reduce intramedullary pressure and increase flow of bone chips and marrow during reaming.

独特设计的绞刀杆和绞刀头，降低了髓腔内压力，并增加了扩髓过程中骨屑和骨髓在腔内的流动。



Flexible Reamer (Detachable Head) 髓腔绞刀 (可拆卸)



φ7	φ7.5	φ8	φ8.5	φ9
φ9.5	φ10	φ10.5	φ11	
φ11.5	φ12	φ12.5	φ13	

Sizes 尺寸



AO Coupling
AO 接口



Stryker Coupling
史赛克接口

Couplings 接头

Acetabulum Reamer and Shaft 髌臼锉器械包



Specification (Φ) 规格 (Φ)					
40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57
58	59	60	61	62	63



Standard Configuration 标准配置

No. 序号	Product Name	品名	Qty数量
1	Acetabulum Reamer	髌臼锉	9
2	Shaft	髌臼连接杆	2
3	Sterilization Case	消毒盒	1

Burs 磨头



Rosen Burs 切削磨头

Length: 45/70/110mm 长度: 45/70/110mm

长度 φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ6



Diamond Burs 金刚砂磨头

Length: 45/70/110mm 长度: 45/70/110mm

长度 φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ6

Cranial Drill Bits 开颅钻头



Diameter 钻头直径

φ6 φ9 φ12

More Sizes.
更多尺寸可定制。

Flexible Drill Bit 软钻钻头



直径Φ	总长度mm	钻头长度mm
2.5	195/200	40/50
3.2	195/200	40/50
3.5	195/200	40/50

Saw Blades 锯片

We manufacture over 400 different styles of saw blades, standard and custom design.

我们公司旨在超过400种不同规格的骨锯，大都是标准齿形，骨锯的厚度从0.4mm-1.52mm，也可按照您的尺寸需求制作特殊产品。



PUSM to AO Saw Blades for Large Bone Saw

普斯曼对应AO辛迪斯的大骨锯片



总长度*有效长度*宽度	厚度A	厚度B	厚度C	厚度D	厚度E
135*110*22	1.35	1.27	1.2	—	—
135*110*20	—	1.27	1.2	1	—
135*110*25	1.35	1.27	1.2	—	—
125*110*22	—	1.27	1.2	1	—
125*110*20	—	1.27	1.2	1	—
125*110*13	—	1.27	1.2	1	—
115*110*12.5	—	1.27	1.2	1	0.8
115*90*22	—	1.27	1.2	1	—
115*90*20	—	1.27	1.2	1	—
100*70*22	—	1.27	1.2	1	0.8
100*70*13	—	—	1.2	1	0.8
100*70*20	—	1.27	1.2	1	—

PUSM to Zimmer & Linatec Saw Blades for Large Bone Saw

普斯曼对应捷迈&林弗泰克的大骨锯片



总长度*有效长度*宽度	厚度A	厚度B	厚度C	厚度D	厚度E
135*110*25	1.35	1.27	1.2	—	—
135*110*22	—	1.27	1.2	—	—
135*110*25	—	1.27	1.2	—	—
125*110*22	—	1.27	1.2	—	—
125*110*13	1.35	1.27	1.2	—	—
120*90*25	—	1.27	1.2	—	—
120*90*22	—	1.27	1.2	—	—
120*90*19.5	—	1.27	1.2	—	—
120*90*12.6	—	1.27	1.2	—	—
100*70*22	—	1.27	1.2	—	—
100*70*13	—	—	1.2	—	0.8
100*70*19.5	—	1.27	1.2	—	0.8

PUSM to Stryker Saw Blades for Large Bone Saw

普斯曼对应史塞克的大骨锯片



总长度*有效长度*宽度	厚度A	厚度B	厚度C	厚度D	厚度E
135*100*22	1.35	1.27	1.2	—	—
135*100*19	—	1.27	1.2	1	—
135*100*25	—	1.27	1.2	—	—
125*90*24	1.35	1.27	1.2	—	—
125*90*22	—	1.27	1.2	—	—
125*90*19	—	1.27	1.2	—	—
125*90*18.5	—	—	1.2	1	—
125*90*13	—	—	1.2	1	0.8
115*80*12.5	—	1.27	1.2	1	0.8
105*70*24	—	1.27	1.2	1	0.8
105*70*22	—	1.27	1.2	1	—
105*70*18.5	—	—	1.2	1	0.8

PUSM Mini Saw Blades

普斯曼小骨锯片



总长度*有效长度*宽度*厚度
77*47*12*0.6
73*43*15*0.6
73*43*8*0.6
73*43*4*0.6
45*15*12*0.4
45*15*8*0.4
45*15*4*0.4

PUSM to Stryker Mini Saw Blades

普斯曼对应史赛克的小骨锯片




总长度*有效长度*宽度*厚度
45*30*10*0.5
45*30*8*0.5
35*20*15*0.5
35*20*14*0.5
35*20*12*0.5
35*20*10*0.5
35*20*6*0.5
35*20*4*0.5

PUSM Reciprocating Saw Blades

普斯曼往复锯锯片

单/双面	总长度*有效长度*宽度*厚度
双面齿	92*70*13*0.8
单面齿	83*60*9*0.8
牙刷锯	100*70*1.5*0.3



PUSM Sector Saw Blades

普斯曼扇形锯片

总长度*有效长度*宽度*厚度
80*50*35*0.8
80*50*19*0.8
80*63*19*0.8



PUSM Saw Blades for Patella

普斯曼髌骨锯片

总长度*有效长度*宽度*厚度
85*45*24*0.6
85*45*24*1
85*45*24*0.8



PUSM Sternum Saw Blades

普斯曼胸骨锯锯片

总长度*有效长度*宽度*厚度
67*45*9*0.8



Drill Bit 钻头



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
2007001	1	115	不锈钢 SS
2007002	1.1	115	
2007003	1.2	115	
2007004	1.5	115	
2007005		150	
2007006	1.8	100	
2007009	2	115	
2007010	2.3	150	
2007011	2.4	115	
2007012	2.5	115	
2007015	2.7	115	
2007016	2.8	115	
2007017		120	
2007020	3.0	115	
2007023	3.2	115	
2007024		150	
2007028	3.5	200	
2007029		200	
2007030	3.6	200	
2007033	3.8	180	
2007034		200	
2007035	4.0	115	
2007036	4.0	150	
2007037	4.0	200	
2007038	4.2	115	
2007041	4.5	115	
2007042	4.5	120	
2007045	4.6	150	
2007046	4.8	115	
2007047	4.8	150	
2007050	5.5	115	
2007051	5.0	115	
2007052	5.0	150	
2007053	5.0	200	
2007054	6.0	115	

K-wire 克氏针



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
2003001	0.8	100	不锈钢 SS 钛 Ti
2003002	1.0		
2003003	1.2		
2003004	1.5	120	不锈钢 SS 钛 Ti
2003005	0.8		
2003006	1.0		
2003007	1.2	150	不锈钢 SS 钛 Ti
2003008	1.5		
2003009	0.8		
2003010	1.0	250	不锈钢 SS 钛 Ti
2003011	1.2		
2003012	1.5		
2003013	0.8	250	不锈钢 SS 钛 Ti
2003014	1.0		
2003015	1.2		
2003016	1.5		
2003017	1.6		
2003018	1.8		
2003019	2.0		
2003020	2.5		
2003021	3.0		
2003022	3.5		
2003023	4.0		
2003024	4.5		
2003025	0.8	300	不锈钢 SS 钛 Ti
2003026	1.0		
2003027	1.2		
2003028	1.5		
2003029	1.6		
2003030	1.8		
2003031	2.0		
2003032	2.5		
2003033	3.0		
2003034	3.5		
2003035	4.0		
2003036	4.5		

AO Cannulated Drill Bit AO 空心钻头



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
2010001	1.8	115	不锈钢 SS
2010002		150	
2010003		150	
2010004	2.5	200	
2010005		150	
2010006	2.8	200	
2010007		150	
2010008	3.0	200	
2010009		200	
2010010	3.5	115	
2010011		150	
2010012	3.8	115	
2010013		150	
2010014	4.2	120	
2010015	4.2	200	
2010016	4.5	180	
2010017	4.5	200	
2010018	4.8	180	
2010019	4.8	200	

AO Drill Bit AO 钻头



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
2008001	1.2	110	不锈钢 SS
2008002	1.3	110	
2008003	1.8	110	
2008004	2.5	110	
2008005	3.2	110	

Cannulated Drill Bit 空心钻头



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
2009001	2.0	150	不锈钢 SS
2009002	2.7	150	
2009003	3.2	160	

Sterilization Case 消毒盒



Medical Sterilization Case
for Power Tool
医用动力消毒盒
产品编号/Product No.: 001



Medical Sterilization Case
医用消毒盒
产品编号/Product No.: 003



Medical Sterilization Case
医用消毒盒
产品编号/Product No.: 004




Sterile Silicone Mats
消毒硅胶垫
产品编号/Product No.: 100



Mesh Sterilization Basket
网状消毒框
产品编号/Product No.: 101



Mesh Sterilization Basket with Lock
带锁网状消毒框
产品编号/Product No.: 102




Screw Box
螺钉盒
产品编号/Product No.: 205



Screw Box
螺钉盒
产品编号/Product No.: 206




Screw Box
螺钉盒
产品编号/Product No.: 207



Spinal Pedicle Screw Box
脊椎椎弓根螺钉盒
产品编号/Product No.: 200



Screw Box
螺钉盒
产品编号/Product No.: 201



Screw Box
螺钉盒
产品编号/Product No.: 202



Small Fragment Locking Screw
Rack Sterilization box
上肢锁定螺钉灭菌盒
产品编号/Product No.: 203



Large Fragment Locking Screw
Rack Sterilization Box
下肢锁定螺钉灭菌盒
产品编号/Product No.: 204




K-wire Sterilization Case
克氏针盒
产品编号
Product No.: 2003037

* More details about sterilization case, please feel free to contact with our Sales Representative.
更多灭菌盒信息，请咨询我们的销售代表。

PUSM Power System Trouble Shooting Flow Chart

普斯曼动力故障排除流程表



To return or repair device, contact PUSM Product Surveillance.
如需返回或维修, 请联系普斯曼产品维修部。
service@pusm-medical.com
400-100-3055

PUSM Quality Service and Repair 质量服务与售后维修

At PUSM, service does not end with the sale of the product. We strive to ensure complete customer satisfaction of your products throughout their lifetime. Regular and proper maintenance is the best way to protect your investment. Over the long-term this will provide you with safer, less problematic product performance.

If you encounter a problem or need technical support, contact your Local Sales Representative. To contact an In-house Product Specialist, call Customer Service at +86-400-100-3055.

如果您需要技术支持或者帮助，
请联系当地的销售代表或致电：400-100-3055。

INSTRUMENT RENTAL 租赁服务

All PUSM power tools and instruments are available for rental on a percase basis.

Please call for more information.

+86-139 9812 4587

所有动力和器械产品支持租赁服务，
详情请致电：400-100-3055

P U S M W A R R A N T Y

Our instruments and device are designed for a specific purpose and should be used accordingly. Warranty is void if instrument has not been maintained properly or used for its intended purpose.

质 保

我们的设备及器械为专业用途而设计，应正确使用。如果设备未得到妥善维护或未按照用途使用，则不予保修。

400-100-3055
WWW.PUSM-MEDICAL.COM



CE · ISO 13485 : 2016

INTERNATIONAL
+86-139 9812 4587

传真
024-2351 9517

EMAIL
INFO@PUSM-MEDICAL.COM

OEM Service 定制服务

- ▶ Chuck/Connectors: all brands
接口：各大平台的接口均可定制
- ▶ Saw Blade: specifications, thickness, interface and other aspects can be customized
锯片：规格，厚度，接口等各方面均可定制
- ▶ Disinfection Box: specifications, materials, built-in silicone fixation can be customized
消毒盒：规格，材质，内置的硅胶固定均可定制

- ▶ Instruments: size, angle, and color can be customized
器械：尺寸，角度，均可定制
- ▶ Accessories: high-classic power tool accessories can be customized
配件：进口动力的配件可定制
- ▶ Maintenance: all high-classic orthopaedics power tools
维修：各大进口骨科动力 可提供维修服务

Order Information 订货信息

Product No. 产品型号	Type 类别	Product Description	品名	Product No. 产品型号	Type 类别	Product Description	品名
PUSM106	Small Bone 小骨	Mini Bone Drill	小骨电钻	PUSM2203-1	Large Bone 大骨	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头
PUSM108	Small Bone 小骨	Mini Bone Drill	小骨电钻	PUSM2203-2-1	Large Bone 大骨	AO Chuck (for drilling)	AO钻夹接头 (打孔)
PUSM506	Small Bone 小骨	Mini Sagittal Saw	小骨摆锯	PUSM2203-3-2	Large Bone 大骨	AO Chuck (for screwing nails)	AO钻夹接头 (拧钉)
PUSM508	Small Bone 小骨	Mini Sagittal Saw	小骨摆锯	PUSM2203-3	Large Bone 大骨	Reamer Jacobs Chuck	靛白梅花钻夹接头
PUSM606	Small Bone 小骨	Mini Cannulated Drill	小骨空心钻	PUSM2203-4	Large Bone 大骨	Reamer Quick Coupling	靛白快装接头
PUSM608	Small Bone 小骨	Mini Multifunctional Handpiece	小骨多功能主机	PUSM2203-5-1	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	克氏针接头 (0.8-1.8mm)
PUSM608-1	Small Bone 小骨	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头	PUSM2203-5-2	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	克氏针接头 (2.0-3.2mm)
PUSM608-2	Small Bone 小骨	AO Chuck	AO 钻夹接头	PUSM2203-6	Large Bone 大骨	Keyless Chuck	自锁接头
PUSM608-3-1	Small Bone 小骨	Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	克氏针接头 (0.8-1.8mm)	PUSM2203-7	Large Bone 大骨	Drill Quick Coupling	创伤快装接头
PUSM608-3-2	Small Bone 小骨	Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	克氏针接头 (2.0-3.2mm)	PUSM2204	Large Bone 大骨	Handpiece	多功能空心主机
PUSM608-4	Small Bone 小骨	Sagittal Saw Attachment	摆锯接头	PUSM2204-1	Large Bone 大骨	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头
PUSM1100	Small Bone 小骨	Mini Sagittal Saw	小骨摆锯	PUSM2204-2-1	Large Bone 大骨	AO Chuck (for drilling)	AO钻夹接头 (打孔)
PUSM1101	Small Bone 小骨	Mini Cannulated Drill	小骨空心钻	PUSM2204-2-2	Large Bone 大骨	AO Chuck (for screwing nails)	AO钻夹接头 (拧钉)
PUSM1102	Small Bone 小骨	Mini Multifunctional Handpiece	小骨多功能主机	PUSM2204-3	Large Bone 大骨	Reamer Jacobs Chuck	靛白梅花钻夹接头
PUSM1102-1	Small Bone 小骨	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头	PUSM2204-4	Large Bone 大骨	Reamer Quick Coupling	靛白快装接头
PUSM1102-2	Small Bone 小骨	AO Chuck	AO 钻夹接头	PUSM2204-5-1	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	克氏针接头 (0.8-1.8mm)
PUSM1102-3-1	Small Bone 小骨	Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	克氏针接头 (0.8-1.8mm)	PUSM2204-5-2	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	克氏针接头 (2.0-3.2mm)
PUSM1102-3-2	Small Bone 小骨	Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	克氏针接头 (2.0-3.2mm)	PUSM2204-6	Large Bone 大骨	Keyless Chuck	自锁接头
PUSM1102-4	Small Bone 小骨	Sagittal Saw Attachment	摆锯接头	PUSM2204-7	Large Bone 大骨	Drill Quick Coupling	创伤快装接头
PUSM101	Large Bone 大骨	Bone Drill	电钻	PUSM2208	Large Bone 大骨	Handpiece	多功能主机
PUSM201	Large Bone 大骨	Reamer Drill	打磨钻	PUSM2208-1	Large Bone 大骨	Sagittal Saw Attachment	摆锯接头
PUSM501	Large Bone 大骨	Sagittal Saw	摆锯	PUSM2208-2	Large Bone 大骨	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头
PUSM601	Large Bone 大骨	Cannulated Drill	空心钻	PUSM2208-3	Large Bone 大骨	reamer Quick Coupling	靛白快装接头
PUSM801	Large Bone 大骨	Cranial Drill	开颅钻	PUSM2208-4	Large Bone 大骨	Reciprocating Saw Attachment	往复摆锯接头
PUSM901	Large Bone 大骨	Reciprocating Saw	往复锯	PUSM2208-5-1	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	克氏针接头 (0.8-1.8mm)
PUSM907	Large Bone 大骨	Sternum Saw	胸骨锯	PUSM2208-5-2	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	克氏针接头 (2.0-3.2mm)
PUSM107/104	Large Bone 大骨	Bone Drill	电钻	PUSM2208-6	Large Bone 大骨	Keyless Chuck	自锁接头
PUSM207/204	Large Bone 大骨	Reamer Drill	打磨钻	PUSM2208-7	Large Bone 大骨	Drill Quick Coupling	创伤快装接头
PUSM507/504	Large Bone 大骨	Sagittal Saw	摆锯	PUSM2208-8	Large Bone 大骨	Cranial Drill Attachment	开颅钻接头
PUSM605	Large Bone 大骨	Cannulated Drill	空心钻	PUSM2208-9	Large Bone 大骨	Craniotomy Mill Attachment	开颅铣接头
PUSM607	Large Bone 大骨	Sternum Saw	胸骨锯	PUSM2208-10	Large Bone 大骨	Cannulated Drill Attachment	外空钻接头
PUSM804	Large Bone 大骨	Cranial Drill	开颅钻	PUSM5505	Large Bone 大骨	Handpiece	多功能主机
PUSM806Z	Large Bone 大骨	Pedicle Implantation Screw	椎弓根螺钉植入专用动力	PUSM5505-1	Large Bone 大骨	1:1 Jacobs Chuck	1:1 梅花钻夹接头
PUSM806W	Large Bone 大骨	External Fixation Screw Implantation	外固定针植入专用动力	PUSM5505-2	Large Bone 大骨	1:1 AO Chuck	1:1 AO钻夹接头
PUSM904	Large Bone 大骨	Reciprocating Saw	往复锯	PUSM5505-3	Large Bone 大骨	1:1 Reamer Chuck	1:1 快装接头
PUSM2200	Large Bone 大骨	Sagittal Saw	摆锯	PUSM5505-4	Large Bone 大骨	1:1 Keyless Chuck	1:1 自锁接头
PUSM2201	Large Bone 大骨	Cannulated Drill	空心钻	PUSM5505-2-1	Large Bone 大骨	1:1 Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	1:1 克氏针接头 (0.8-1.8mm)
PUSM2205	Large Bone 大骨	Bone Drill	电钻	PUSM5505-2-2	Large Bone 大骨	1:1 Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	1:1 克氏针接头 (2.0-3.2mm)
PUSM2206	Large Bone 大骨	Reciprocating Saw	往复锯	PUSM103	Heavy Duty 大功率	Bone Drill	电钻
PUSM107B	Large Bone 大骨	Handpiece	多功能主机	PUSM203	Heavy Duty 大功率	Reamer Drill	打磨钻
PUSM107B-1	Large Bone 大骨	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头	PUSM202	Heavy Duty 大功率	Reamer Drill	打磨钻
PUSM107B-2-1	Large Bone 大骨	AO Chuck (for drilling)	AO钻夹接头 (打孔)	PUSM502	Heavy Duty 大功率	Sagittal Saw	摆锯
PUSM107B-2-2	Large Bone 大骨	AO Chuck (for screwing nails)	AO钻夹接头 (拧钉)	PUSM503	Heavy Duty 大功率	Sagittal Saw	摆锯
PUSM107B-3	Large Bone 大骨	Reamer Jacobs Chuck	靛白梅花钻夹接头	PUSM103B	Heavy Duty 大功率	Handpiece	多功能主机
PUSM107B-4	Large Bone 大骨	Reamer Quick Coupling	靛白快装接头	PUSM103B-1	Heavy Duty 大功率	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头
PUSM107B-6	Large Bone 大骨	Keyless Chuck	自锁接头	PUSM103B-2-1	Heavy Duty 大功率	AO Chuck (for drilling)	AO钻夹接头 (打孔)
PUSM107B-7	Large Bone 大骨	Drill Quick Coupling	创伤快装接头	PUSM103B-2-2	Heavy Duty 大功率	AO Chuck (for screwing nails)	AO钻夹接头 (拧钉)
PUSM607B	Large Bone 大骨	Handpiece	多功能空心主机	PUSM103B-3	Heavy Duty 大功率	Reamer Jacobs Chuck	靛白梅花钻夹接头
PUSM607B-1	Large Bone 大骨	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头	PUSM103B-4	Heavy Duty 大功率	Reamer Quick Coupling	靛白快装接头
PUSM607B-2-1	Large Bone 大骨	AO Chuck (for drilling)	AO钻夹接头 (打孔)	PUSM103B-6	Heavy Duty 大功率	Keyless Chuck	自锁接头
PUSM607B-2-2	Large Bone 大骨	AO Chuck (for screwing nails)	AO钻夹接头 (拧钉)	PUSM103B-7	Heavy Duty 大功率	Drill Quick Coupling	创伤快装接头
PUSM607B-3	Large Bone 大骨	Reamer Jacobs Chuck	靛白梅花钻夹接头	PUSM102	Heavy Duty 大功率	Handpiece	多功能主机
PUSM607B-4	Large Bone 大骨	Reamer Quick Coupling	靛白快装接头	PUSM102-1	Heavy Duty 大功率	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头
PUSM607B-5-1	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	克氏针接头 (0.8-1.8mm)	PUSM102-2-1	Heavy Duty 大功率	AO Chuck (for drilling)	AO钻夹接头 (打孔)
PUSM607B-5-2	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	克氏针接头 (2.0-3.2mm)	PUSM102-2-2	Heavy Duty 大功率	AO Chuck (for screwing nails)	AO钻夹接头 (拧钉)
PUSM607B-6	Large Bone 大骨	Keyless Chuck	自锁接头	PUSM102-3	Heavy Duty 大功率	Reamer Jacobs Chuck	靛白梅花钻夹接头
PUSM607B-7	Large Bone 大骨	Drill Quick Coupling	创伤快装接头	PUSM102-4	Heavy Duty 大功率	Reamer Quick Coupling	靛白快装接头
PUSM707	Large Bone 大骨	Handpiece	多功能主机	PUSM102-6	Heavy Duty 大功率	Keyless Chuck	自锁接头
PUSM707-1	Large Bone 大骨	Sagittal Saw Attachment	摆锯接头	PUSM102-7	Heavy Duty 大功率	Drill Quick Coupling	创伤快装接头
PUSM707-2	Large Bone 大骨	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头	PUSM602	Heavy Duty 大功率	Handpiece	多功能空心主机
PUSM707-3	Large Bone 大骨	Reamer Quick Coupling	靛白快装接头	PUSM602-1	Heavy Duty 大功率	Jacobs Chuck	梅花钻夹接头
PUSM707-4	Large Bone 大骨	Reciprocating Saw Attachment	往复摆锯接头	PUSM602-2-1	Heavy Duty 大功率	AO Chuck (for drilling)	AO钻夹接头 (打孔)
PUSM707-5-1	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	克氏针接头 (0.8-1.8mm)	PUSM602-2-2	Heavy Duty 大功率	AO Chuck (for screwing nails)	AO钻夹接头 (拧钉)
PUSM707-5-2	Large Bone 大骨	Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	克氏针接头 (2.0-3.2mm)	PUSM602-3	Heavy Duty 大功率	Reamer Jacobs Chuck	靛白梅花钻夹接头
PUSM707-6	Large Bone 大骨	Keyless Chuck	自锁接头	PUSM602-4	Heavy Duty 大功率	Reamer Quick Coupling	靛白快装接头
PUSM707-7	Large Bone 大骨	Drill Quick Coupling	创伤快装接头	PUSM602-5-1	Heavy Duty 大功率	Wire & Pin Driver (0.8-1.8mm)	克氏针接头 (0.8-1.8mm)
PUSM707-8	Large Bone 大骨	Cranial Drill Attachment	开颅钻接头	PUSM602-5-2	Heavy Duty 大功率	Wire & Pin Driver (2.0-3.2mm)	克氏针接头 (2.0-3.2mm)
PUSM707-9	Large Bone 大骨	Craniotomy Mill Attachment	开颅铣接头	PUSM602-6	Heavy Duty 大功率	Keyless Chuck	自锁接头
PUSM707-10	Large Bone 大骨	Cannulated Drill Attachment	外空钻接头	PUSM602-7	Heavy Duty 大功率	Drill Quick Coupling	创伤快装接头
PUSM2203	Large Bone 大骨	Handpiece	多功能空心主机				



Shenyang PUSM Medical Device Co., Ltd
沈阳普斯曼医疗器械有限公司

No.34, 4th S, Jianshe Rd, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province, CHINA. 110122

电话: 400-100-3055

Tel: +86-400-100-3055

Mob: +86-139 9812 4587

传真: 024-2351 9517

Fax: +86-24-2351 9517

网址/Website: 中文: www.sypsm.com EN: www.pusm-medical.com

邮箱/Customer Email: info@pusm-medical.com



联系售前



联系售后



扫码关注